



SIMEX
ESTERILIZANDO
CONFIANZA

AUTOCLAVE DE MESA

COMPACTO. ROBUSTO. CONFIABLE.

Esterilización profesional para clínicas dentales, veterinarias, laboratorios y consultorios que requieren un equipo compacto de uso continuo.



**USO PROFESIONAL
CONTINUO**



**AUTOGENERADO
Y EFICIENTE**



**NO REQUIERE
OBRA CIVIL**



**TECNOLOGÍA
MICROTOUCH**



**ACERO INOXIDABLE
GRADO MÉDICO**



**FABRICACIÓN
MEXICANA**



IDEAL PARA:



CLÍNICAS
DENTALES



VETERINARIAS



LABORATORIOS



CONSULTORIOS
MÉDICOS



CENTROS DE
INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDADES

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD



WWW.SIMEX-M.COM



55-53926211



55-32397664



DISEÑO Y
FABRICADO EN MÉXICO

¿POR QUÉ NACIÓ EL AUTOCLAVE DE MESA SIMEX?

INNOVACIÓN QUE SURGE DE NECESIDADES REALES.

En **SIMEX** escuchamos cada día a clínicas, consultorios y laboratorios que enfrentan el mismo desafío: necesitan esterilizar con la misma seguridad que un hospital, pero no cuentan con el espacio, la instalación eléctrica o la infraestructura requerida para equipos grandes y complejos.



De esa necesidad nace el **Autoclave de Mesa SIMEX**: una solución compacta, robusta y confiable que lleva la tecnología profesional a cualquier espacio.

NACIÓ PARA RESOLVER NECESIDADES REALES



Espacios reducidos que necesitan esterilización profesional.



Instalaciones eléctricas limitadas (110 / 220 V).



Equipos fáciles de instalar, operar y mantener.



Máxima seguridad para el personal y los procesos.



Eficiencia en consumo de agua y energía, cuidando el medio ambiente.



DISEÑADO PARA
PROTEGER



HECHO PARA
DURAR



EFICIENTE CON
EL PLANETA



PENSADO EN
QUIENES CUIDAN



NUESTRO COMPROMISO DESDE EL PRIMER DÍA



CALIDAD

Materiales de alto grado y procesos de fabricación bajo estándares internacionales.



INNOVACIÓN

Tecnología **MicroTouch** desarrollada para ofrecer precisión, control y facilidad de uso.



CONFIANZA

Más de 25 años respaldando a profesionales de la salud e instituciones en todo México.



RESPALDO

Atención técnica especializada antes, durante y después de la instalación de cada equipo.

EL AUTOCLAVE DE MESA **SIMEX**
NACIÓ DE UNA NECESIDAD REAL,
Y HOY ES LA SOLUCIÓN CONFIABLE
QUE TRANSFORMA LA ESTERILIZACIÓN
en espacios inteligentes.

MÁS DE
25
AÑOS
DE EXPERIENCIA

WWW.SIMEX-M.COM

CONOCE EL AUTOCLAVE DE MESA

DISEÑADO PARA OFRECER UN DESEMPEÑO **PROFESIONAL**,
CONSTRUIDO PARA DURAR.

SIMEX
ESTERILIZANDO
CONFIANZA

MICROTOUCH

Pantalla táctil a color de fácil operación.

MANÓMETRO

Monitorea la presión interna en todo momento.

IMPRESORA

Impresora integrada para registro de cada ciclo.



PUERTA

Cámara de esterilización con cierre inoxidable y fiable.



VOLANTE

Sistema de cierre robusto y seguro de fácil manejo.

BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA



USO
PROFESIONAL
CONTINUO



TECNOLOGÍA
MICROTOUCH



AUTOGENERADO



NO REQUIERE
OBRA CIVIL



FABRICACIÓN
MEXICANA



ACERO INOXIDABLE
GRADO MÉDICO
T-316L



FÁCIL
OPERACIÓN



BAJO
MANTENIMIENTO

“ Cada componente ha sido diseñado para ofrecer un solo resultado: procesos de esterilización **seguros, eficientes y confiables** en cada ciclo.



MODELOS Y CAPACIDADES AUTOCLAVE DE MESA SIMEX

SIMEX
ESTERILIZANDO
CONFIANZA

SOLUCIONES COMPACTAS PARA GRANDES RESULTADOS

Diseñados para brindar una esterilización confiable, segura y eficiente en espacios reducidos.
Tecnología *MicroTouch*, sistema autogenerado y materiales de alta calidad que garantizan un desempeño profesional.

MESA-17

17 LITROS



MESA-23

23 LITROS



MESA-42

42 LITROS



MESA-75

75 LITROS



📏 CÁMARA:	Ø 25 x 35 cm
⚡ POTENCIA:	2.2 kW
⚡ VOLTAJE:	110 / 220 V
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
📦 PESO APROX.:	35 kg

📏 CÁMARA:	Ø 25 x 45 cm
⚡ POTENCIA:	2.5 kW
⚡ VOLTAJE:	110 / 220 V
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
📦 PESO APROX.:	40 kg

📏 CÁMARA:	Ø 30 x 50 cm
⚡ POTENCIA:	3.0 kW
⚡ VOLTAJE:	110 / 220 V
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
📦 PESO APROX.:	50 kg

📏 CÁMARA:	Ø 30 x 70 cm
⚡ POTENCIA:	4.0 kW
⚡ VOLTAJE:	110 / 220 V
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
📦 PESO APROX.:	60 kg



Todos nuestros autoclaves de mesa cuentan con:
MANÓMETRO DE PRECISIÓN ARRIBA DEL CONTROL MICROTOUCH
para monitorear la presión en todo momento durante el ciclo de esterilización.

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN TODOS LOS MODELOS



USO PROFESIONAL
CONTINUO



5 PROGRAMAS
CONFIGURABLES



BATERÍA
DE RESPALDO



ALMACENAMIENTO
DE TRAZABILIDADES



ALARMA VISUAL
Y AUDITIVA



BAJO
MANTENIMIENTO



FABRICACIÓN
MEXICANA

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



AUTOGENERADO

No requiere conexión a vapor
ni instalaciones especiales.



NO REQUIERE OBRA CIVIL

Instalación rápida y sencilla,
ahorrando tiempo y costos.



TECNOLOGÍA MICROTOUCH

Control inteligente con pantalla táctil,
5 programas configurables, batería
de respaldo y almacenamiento de
trazabilidades.



ACERO INOXIDABLE T-316L

Máxima resistencia a la corrosión
y larga vida útil.



EFICIENTE Y SUSTENTABLE

Bajo consumo de agua y energía
sin comprometer el desempeño.



SERVICIO Y SOPORTE SIMEX

Respaldo técnico especializado,
refacciones originales y atención
personalizada.



WHATSAPP
55 3239 7664



TELÉFONO
55 5392 6211



CORREO
comercial@simex-m.com



DIRECCIÓN
Bvd. del Temoluco 66, Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero, 07279, Ciudad de México, CDMX

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?



MÁS DE 25 AÑOS ESTERILIZANDO CONFIANZA.

En **SIMEX** entendemos que un autoclave no es solo un equipo; es una herramienta indispensable para proteger procesos, garantizar la seguridad y respaldar el trabajo de quienes cuidan la salud todos los días.

Por ello diseñamos y fabricamos soluciones que combinan **ingeniería, innovación y confiabilidad**, desarrolladas para ofrecer un desempeño profesional, una larga vida útil y el respaldo técnico que nuestros clientes necesitan antes, durante y después de cada instalación.

Cada equipo que fabricamos representa nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la mejora continua.

Porque en **SIMEX** no solo fabricamos autoclaves. **FABRICAMOS CONFIANZA.**



DISEÑADOS, FABRICADOS
Y RESPALADOS
POR EXPERTOS
MEXICANOS.

¿QUÉ OBTENES AL ELEGIR SIMEX?

- Más de 25 años de experiencia.
- Fabricación mexicana.
- Tecnología **MicroTouch**.
- Acero inoxidable T-316L.
- 1 año de garantía.
- 2 mantenimientos preventivos incluidos.
- Corrección de fallas durante la garantía.
- Pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Refacciones originales.
- Asesoría técnica especializada.
- Atención personalizada.
- Soporte postventa.



1 AÑO DE GARANTÍA.

Durante este periodo **SIMEX** realiza:

- Dos mantenimientos preventivos sin costo.
- Mantenimiento correctivo cuando sea necesario.
- Atención por personal técnico especializado.

Al finalizar la garantía podrás contratar nuestras pólizas de mantenimiento para seguir contando con el respaldo de fábrica.

LA CONFIANZA NO SE IMPROVISA. SE FABRICA.



TELÉFONO
55 5392 6211



WHATSAPP
55 3239 7664



CORREO
comercial@simex-m.com



DIRECCIÓN
Blvd. del Temolucó 66,
Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero,
C.P. 07279, Ciudad de México.

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD



DISEÑADO Y
FABRICADO
EN MÉXICO



MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA
A TU SERVICIO