



28 **AÑOS**
DE INNOVACIÓN
Y CONFIANZA

— **CATÁLOGO** —
— **2026** —





SERVICIOS E INNOVACIONES
DE MÉXICO

INGENIERÍA, CALIDAD Y COMPROMISO

AL SERVICIO DE LA SALUD

En **SIMEX** ofrecemos soluciones integrales para la esterilización. Más de **25 años** de experiencia, tecnología e innovación en cada proyecto.



TODO LO QUE NECESITAS, EN UN SOLO LUGAR



DISEÑAMOS Y FABRICAMOS AUTOCLAVES

Diseñamos y fabricamos autoclaves de acuerdo a sus necesidades. Equipos personalizados, seguros y de la más alta calidad.



MODERNIZACIONES

Damos modernizaciones a sus equipos que ya no sirven. Mejoramos su rendimiento, seguridad y vida útil.



REFACCIONES

Vendemos todo tipo de refacciones originales y compatibles para autoclaves y equipos de esterilización.



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Realizamos mantenimientos preventivos para garantizar el óptimo funcionamiento de sus equipos y evitar fallas.



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Diagnóstico preciso y soluciones efectivas para corregir cualquier falla y minimizar tiempos de inactividad.



CALIDAD
GARANTIZADA



INGENIEROS
ESPECIALIZADOS



RESPUESTA
RÁPIDA



MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

✉ comercial@simex-m.com

☎ 55-3239-7664



FABRICACIÓN 100% MEXICANA



SIMEX Servicios e Innovaciones de México



@simex_servicios_e_innovaciones



TECNOLOGÍA QUE ESTERILIZA CONFIANZA

Ingeniería mexicana al servicio de
los procesos más importantes.

-  **TECNOLOGÍA**
ORGULLOSAMENTE MEXICANA
-  **DISEÑO Y FABRICACIÓN**
100% PROPIA
-  **CALIDAD CERTIFICADA**
ISO 9001 / ISO 13485
-  **ENVÍOS A**
TODA LA REPÚBLICA
-  **SERVICIO ESPECIALIZADO Y**
REFACCIONES ORIGINALES
-  **CAPACITACIÓN AL PERSONAL**
Y MANUALES DE USO



5553926211

OFICINA



5532397664

WHATSAPP EMPRESARIAL



comercial@simex-m.com



HOSPITALES



LABORATORIOS



INDUSTRIAS



UNIVERSIDADES



CENTROS DE
INVESTIGACIÓN



INGENIERÍA
MEXICANA



CALIDAD
GARANTIZADA



TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA



COMPROMISO
CON TU ÉXITO



MÁS DE 25 AÑOS IMPULSANDO LA ESTERILIZACIÓN EN MÉXICO

TECNOLOGÍA • CALIDAD • CONFIANZA
ORGULLOSAMENTE MEXICANOS



SOLUCIONES DE ESTERILIZACIÓN DISEÑADAS PARA TI

Equipos de alto rendimiento,
adaptados a las necesidades
de cada proceso y cada cliente.



DISEÑO Y FABRICACIÓN
DE AUTOCLAVES



MODERNIZACIÓN
DE EQUIPOS



REFACCIONES
ORIGINALES



MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO



CAPACITACIÓN AL
PERSONAL



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



Blvd. del Temoluc 66, Acueducto de
Guadalupe, Gustavo A. Madero,
07279 Ciudad de México, CDMX

¿QUIÉNES SOMOS?

Desde hace más de 25 años, en SIMEX diseñamos, fabricamos y modernizamos equipos de esterilización para instituciones que requieren procesos seguros, eficientes y confiables.

Nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el servicio especializado nos ha permitido convertirnos en un aliado estratégico para hospitales, laboratorios, universidades, industrias, farmacéuticas y centros de investigación en todo México.

Cada equipo que fabricamos representa **ingeniería mexicana, experiencia** y la **confianza** de clientes que hoy respaldan nuestro trabajo.



ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD



ISO 13485
PRODUCTOS SANITARIOS
CALIDAD GARANTIZADA



TECNOLOGÍA
ORGULLOSAMENTE
MEXICANA



INGENIERÍA MEXICANA
CALIDAD QUE SALVA VIDAS

¿POR QUÉ CONFIAR EN SIMEX?



MÁS DE
25 AÑOS DE
EXPERIENCIA



EMPRESA
100% MEXICANA



CERTIFICADOS
ISO 9001
ISO 13485



FABRICACIÓN
PROPIA Y
NACIONAL



TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



REFACCIONES
ORIGINALES
DISPONIBLES



ENVÍOS A
TODA LA REPÚBLICA

ALGUNOS CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS



...ENTRE MUCHAS OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.



TECNOLOGÍA QUE ESTERILIZA
CONFIANZA

¿QUÉ HACEMOS?



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE AUTOCLAVES

Diseñamos y fabricamos autoclaves a la medida de tus necesidades, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.



MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS

Actualizamos tu equipo actual para mejorar su desempeño, eficiencia y seguridad, extendiendo su vida útil sin necesidad de comprar uno nuevo.



REFACCIONES ORIGINALES

Contamos con todas las refacciones originales para todas nuestras líneas de autoclaves, con entrega inmediata.



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

Nuestro equipo de técnicos especializados se encarga de mantener tu equipo en óptimas condiciones y resolver cualquier eventualidad.



CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Capacitamos a tu personal para el uso correcto de los autoclaves, asegurando procesos eficientes, seguros y conformes a las normativas.

CONOCE NUESTRO EQUIPO ESTRELLA

CAMPEÓN

EL AUTOCLAVE CILÍNDRICO QUE
ESTÁ REVOLUCIONANDO
LA ESTERILIZACIÓN.

- ✓ MAYOR CAPACIDAD DE ESTERILIZACIÓN
- ✓ SIN OBRA CIVIL
- ✓ MENOR CONSUMO DE AGUA
- ✓ MENOR CONSUMO ELÉCTRICO
- ✓ INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
- ✓ TECNOLOGÍA MICROTOUCH INTELIGENTE
- ✓ ESQUEMA FLEXIBLE DE PAGO POR USO



PROCESOS SEGUROS
RESULTADOS CONFIABLES



MÁS EFICIENCIA
MENOS COSTOS



UN ALIADO ESTRATÉGICO
PARA TU INSTITUCIÓN



ATENCIÓN A TODO MÉXICO
ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

ÍNDICE

CATÁLOGO SIMEX

01

AUTOCLAVE DE MESA

PÁG.
06

02

AUTOCLAVE CILÍNDRICO “CAMPEÓN”

PÁG.
11

03

AUTOCLAVE CUADRADO

PÁG.
22

04

AUTOCLAVE PUERTA DESLIZABLE

PÁG.
31

05

AUTOCLAVE RECTANGULAR

PÁG.
40

06

LAVACOMODOS

PÁG.
48

07

MODERNIZACIONES

PÁG.
52

08

TERMOALARMA

PÁG.
55

09

REDES SOCIALES

PÁG.
58



TECNOLOGÍA QUE **PROTEGE** LO QUE IMPORTA



SIMEX
ESTERILIZANDO
CONFIANZA

AUTOCLAVE DE MESA

COMPACTO. ROBUSTO. CONFIABLE.

Esterilización profesional para clínicas dentales, veterinarias, laboratorios y consultorios que requieren un equipo compacto de uso continuo.



**USO PROFESIONAL
CONTINUO**



**AUTOGENERADO
Y EFICIENTE**



**NO REQUIERE
OBRA CIVIL**



**TECNOLOGÍA
MICROTOUCH**



**ACERO INOXIDABLE
GRADO MÉDICO**



**FABRICACIÓN
MEXICANA**



IDEAL PARA:



CLÍNICAS
DENTALES



VETERINARIAS



LABORATORIOS



CONSULTORIOS
MÉDICOS



CENTROS DE
INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDADES

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD



WWW.SIMEX-M.COM



55-53926211



55-32397664



DISEÑO Y
FABRICADO EN MÉXICO

¿POR QUÉ NACIÓ EL AUTOCLAVE DE MESA SIMEX?

INNOVACIÓN QUE SURGE DE NECESIDADES REALES.

En **SIMEX** escuchamos cada día a clínicas, consultorios y laboratorios que enfrentan el mismo desafío: necesitan esterilizar con la misma seguridad que un hospital, pero no cuentan con el espacio, la instalación eléctrica o la infraestructura requerida para equipos grandes y complejos.



De esa necesidad nace el **Autoclave de Mesa SIMEX**: una solución compacta, robusta y confiable que lleva la tecnología profesional a cualquier espacio.

NACIÓ PARA RESOLVER NECESIDADES REALES



Espacios reducidos que necesitan esterilización profesional.



Instalaciones eléctricas limitadas (110 / 220 V).



Equipos fáciles de instalar, operar y mantener.



Máxima seguridad para el personal y los procesos.



Eficiencia en consumo de agua y energía, cuidando el medio ambiente.



DISEÑADO PARA
PROTEGER



HECHO PARA
DURAR



EFICIENTE CON
EL PLANETA



PENSADO EN
QUIENES CUIDAN



NUESTRO COMPROMISO DESDE EL PRIMER DÍA



CALIDAD

Materiales de alto grado y procesos de fabricación bajo estándares internacionales.



INNOVACIÓN

Tecnología **MicroTouch** desarrollada para ofrecer precisión, control y facilidad de uso.



CONFIANZA

Más de 25 años respaldando a profesionales de la salud e instituciones en todo México.



RESPALDO

Atención técnica especializada antes, durante y después de la instalación de cada equipo.

EL AUTOCLAVE DE MESA **SIMEX**
NACIÓ DE UNA NECESIDAD REAL,
Y HOY ES LA SOLUCIÓN CONFIABLE
QUE TRANSFORMA LA ESTERILIZACIÓN
en espacios inteligentes.

MÁS DE
25
AÑOS
DE EXPERIENCIA

WWW.SIMEX-M.COM

CONOCE EL AUTOCLAVE DE MESA

DISEÑADO PARA OFRECER UN DESEMPEÑO **PROFESIONAL**,
CONSTRUIDO PARA DURAR.

MICROTOUCH

Pantalla táctil a color de fácil operación.

MANÓMETRO

Monitorea la presión interna en todo momento.

IMPRESORA

Impresora integrada para registro de cada ciclo.



PUERTA

Cámara de esterilización con cierre inoxidable y fiable.



VOLANTE

Sistema de cierre robusto y seguro de fácil manejo.

BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA



USO
PROFESIONAL
CONTINUO



TECNOLOGÍA
MICROTOUCH



AUTOGENERADO



NO REQUIERE
OBRA CIVIL



FABRICACIÓN
MEXICANA



ACERO INOXIDABLE
GRADO MÉDICO
T-316L



FÁCIL
OPERACIÓN



BAJO
MANTENIMIENTO

“ Cada componente ha sido diseñado para ofrecer un solo resultado: procesos de esterilización **seguros, eficientes y confiables** en cada ciclo.



MODELOS Y CAPACIDADES AUTOCLAVE DE MESA SIMEX

SOLUCIONES COMPACTAS PARA GRANDES RESULTADOS

Diseñados para brindar una esterilización confiable, segura y eficiente en espacios reducidos.

Tecnología *MicroTouch*, sistema autogenerado y materiales de alta calidad que garantizan un desempeño profesional.

MESA-23

23 LITROS



📄 CAPACIDAD:	23 LITROS
📏 DIMENSIONES:	10 x 18 pulgadas
⚡ VOLTAJE:	220 V
🔌 CONEXIÓN:	BIFÁSICA
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
🌡️ TEMPERATURA DE TRABAJO:	121 °C
🌡️ TEMPERATURA MÁXIMA:	135 °C
📦 PESO APROX.:	50 kg

MESA-42

42 LITROS



📄 CAPACIDAD:	42 LITROS
📏 DIMENSIONES:	12 x 24 pulgadas
⚡ VOLTAJE:	220 V
🔌 CONEXIÓN:	BIFÁSICA
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
🌡️ TEMPERATURA DE TRABAJO:	121 °C
🌡️ TEMPERATURA MÁXIMA:	135 °C
📦 PESO APROX.:	90 kg

MESA-57

57 LITROS



📄 CAPACIDAD:	57 LITROS
📏 DIMENSIONES:	14 x 24 pulgadas
⚡ VOLTAJE:	220 V
🔌 CONEXIÓN:	BIFÁSICA
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
🌡️ TEMPERATURA DE TRABAJO:	121 °C
🌡️ TEMPERATURA MÁXIMA:	135 °C
📦 PESO APROX.:	125 kg

MESA-75

75 LITROS



📄 CAPACIDAD:	75 LITROS
📏 DIMENSIONES:	16 x 24 pulgadas
⚡ VOLTAJE:	220 V
🔌 CONEXIÓN:	BIFÁSICA
🔧 PRESIÓN DE TRABAJO:	21 PSI
🔧 PRESIÓN MÁXIMA:	35 PSI
🌡️ TEMPERATURA DE TRABAJO:	121 °C
🌡️ TEMPERATURA MÁXIMA:	135 °C
📦 PESO APROX.:	165 kg



Todos nuestros autoclaves de mesa cuentan con:
MANÓMETRO DE PRECISIÓN ARRIBA DEL CONTROL MICROTOUCH
para monitorear la presión en todo momento durante el ciclo de esterilización.

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN TODOS LOS MODELOS



USO PROFESIONAL
CONTINUO



5 PROGRAMAS
CONFIGURABLES



BATERÍA
DE RESPALDO



ALMACENAMIENTO
DE TRAZABILIDADES



ALARMA VISUAL
Y AUDITIVA



BAJO
MANTENIMIENTO



FABRICACIÓN
MEXICANA

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



¿POR QUÉ ELEGIR

AUTOCLAVE DE MESA SIMEX?



AUTOGENERADO

No requiere conexión a vapor
ni instalaciones especiales.



NO REQUIERE OBRA CIVIL

Instalación rápida y sencilla,
ahorrando tiempo y costos.



TECNOLOGÍA MICROTOUCH

Control inteligente con pantalla táctil,
5 programas configurables, batería
de respaldo y almacenamiento de
trazabilidades.



ACERO INOXIDABLE T-316L

Máxima resistencia a la corrosión
y larga vida útil.



EFICIENTE Y SUSTENTABLE

Bajo consumo de agua y energía
sin comprometer el desempeño.



SERVICIO Y SOPORTE SIMEX

Respaldo técnico especializado,
refacciones originales y atención
personalizada.



WHATSAPP
55 3239 7664



TELÉFONO
55 5392 6211



CORREO
comercial@simex-m.com



DIRECCIÓN
Blvd. del Temoluc 66, Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero, 07279, Ciudad de México, CDMX

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?



MÁS DE 25 AÑOS ESTERILIZANDO CONFIANZA.

En **SIMEX** entendemos que un autoclave no es solo un equipo; es una herramienta indispensable para proteger procesos, garantizar la seguridad y respaldar el trabajo de quienes cuidan la salud todos los días.

Por ello diseñamos y fabricamos soluciones que combinan **ingeniería, innovación y confiabilidad**, desarrolladas para ofrecer un desempeño profesional, una larga vida útil y el respaldo técnico que nuestros clientes necesitan antes, durante y después de cada instalación.

Cada equipo que fabricamos representa nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la mejora continua.

Porque en **SIMEX** no solo fabricamos autoclaves. **FABRICAMOS CONFIANZA.**



DISEÑADOS, FABRICADOS
Y RESPALADOS
POR EXPERTOS
MEXICANOS.

¿QUÉ OBTENES AL ELEGIR SIMEX?

- Más de 25 años de experiencia.
- Fabricación mexicana.
- Tecnología **MicroTouch**.
- Acero inoxidable T-316L.
- 1 año de garantía.
- 2 mantenimientos preventivos incluidos.
- Corrección de fallas durante la garantía.
- Pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Refacciones originales.
- Asesoría técnica especializada.
- Atención personalizada.
- Soporte postventa.



1 AÑO DE GARANTÍA.

Durante este periodo **SIMEX** realiza:

- Dos mantenimientos preventivos sin costo.
- Mantenimiento correctivo cuando sea necesario.
- Atención por personal técnico especializado.

Al finalizar la garantía podrás contratar nuestras pólizas de mantenimiento para seguir contando con el respaldo de fábrica.

LA CONFIANZA NO SE IMPROVISA. SE FABRICA.



TELÉFONO
55 5392 6211



WHATSAPP
55 3239 7664



CORREO
comercial@simex-m.com



DIRECCIÓN
Blvd. del Temolucó 66,
Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero,
C.P. 07279, Ciudad de México.

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD



DISEÑADO Y
FABRICADO
EN MÉXICO



MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA
A TU SERVICIO

CAMPEÓN®

El autoclave que
transforma la
esterilización.



MÁS COMPACTO

Optimiza tu espacio
e instalación.



MÁS EFICIENTE

Menor consumo de
energía y agua.



MÁS INTELIGENTE

Tecnología MicroTouch
para mayor control
y seguridad.



**INGENIERÍA MEXICANA
PARA UN MUNDO
MÁS SEGURO.**



comercial@simex-m.com



55-32397664



MÁS EFICIENCIA

Menos costos,
mejores resultados.



MAYOR SEGURIDAD

Protección total para
el operador y la carga.



TECNOLOGÍA MEXICANA

Diseñada, fabricada
y respaldada en México.



CALIDAD COMPROBADA

Cumple con los más
altos estándares.



**DISEÑO Y FABRICADO EN MÉXICO
CON ORGULLO Y CALIDAD.**



REFACCIONES
DISPONIBLES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA

¿POR QUÉ NACIÓ CAMPEÓN?



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

En hospitales, clínicas y laboratorios,
la esterilización eficiente es un desafío
diario que impacta en costos, tiempo
y seguridad.

- ✗ **INSTALACIONES
COMPLEJAS
Y COSTOSAS.**
- ✗ **EQUIPOS VOLUMINOSOS
Y PESADOS.**
- ✗ **ALTO CONSUMO DE
ENERGÍA, AGUA Y SERVICIOS.**
- ✗ **DEPENDENCIA DE
GENERADORES Y
OBRAS CIVILES.**
- ✗ **MANTENIMIENTO COSTOSO
Y POCO EFICIENTE.**



SIMEX creó una solución diferente:
un autoclave más **compacto, eficiente**
e inteligente, diseñado y fabricado
en México para el mundo.

CONOCE CAMPEÓN®

Ingeniería mexicana que combina
tecnología, seguridad y eficiencia.



PANTALLA MICROTOUCH

Interfaz intuitiva
y fácil de usar.



IMPRESORA INTEGRADA

Registro automático
de cada ciclo.



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Protección para el equipo,
el operador y la carga.



OPERACIÓN AUTOMÁTICA

Programas inteligentes
y personalizables.



DISEÑO ROBUSTO

Construcción sólida para
un desempeño confiable
a largo plazo.



EFICIENCIA TOTAL

Menor consumo de
recursos y mayor
productividad.



CALIDAD GARANTIZADA

Cumple con normas
internacionales de
esterilización.



HECHO EN MÉXICO

Fabricado con orgullo
por manos mexicanas
y con estándares globales.

CAMPEÓN® VS AUTOCLAVE TRADICIONAL

La diferencia está en la ingeniería.



CARACTERÍSTICA	CAMPEÓN®	AUTOCLAVE TRADICIONAL
 INSTALACIÓN	No requiere obra civil ni salida atmosférica.	Requiere obra civil y salida atmosférica.
 PESO	Hasta 75% más ligero.	Estructura pesada y voluminosa.
 CONSUMO DE AGUA	Ahorro de hasta 96%.	Alto consumo de agua.
 CONSUMO DE ENERGÍA	Ahorro de hasta 60%.	Alto consumo energético.
 GENERADOR DE VAPOR	No requiere generador externo.	Requiere generador de vapor.
 COSTO DE OPERACIÓN	Menor costo y mayor eficiencia.	Mayor costo y mantenimiento.



**MÁS EFICIENCIA, MENOS COSTOS,
MEJORES RESULTADOS.**





Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

BENEFICIOS QUE TRANSFORMAN TU OPERACIÓN

CAMPEÓN® está diseñado para ofrecerte
resultados superiores en cada ciclo de esterilización.



PRODUCTIVIDAD

Ciclos más rápidos
y eficientes que
optimizan tu tiempo
y recursos.



Más ciclos por día,
mayor rendimiento.



SEGURIDAD

Sistemas inteligentes
que protegen al operador,
al equipo y a la carga.



Protección total en cada
etapa del proceso.



AHORRO

Menor consumo de agua,
energía y servicios.
Mayor ahorro para
tu institución.



Reduce costos operativos
sin comprometer la calidad.



CALIDAD

Esterilización confiable
y consistente que cumple
con los más altos
estándares.



Resultados comprobables
en cada ciclo.



RESULTADOS SUPERIORES
PARA INSTITUCIONES EXIGENTES.



FICHA TÉCNICA

CAMPEÓN®

AUTOCLAVE CILÍNDRICO MICROTOUCH

Esterilizador automático de vapor autogenerado
diseñado para brindar máxima eficiencia,
seguridad y ahorro en cada ciclo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TIPO DE ESTERILIZADOR	Automático de vapor autogenerado
	CÁMARA	Acero inoxidable 316L alta resistencia
	CONTROL	Sistema MicroTouch pantalla táctil de 3.5"
	PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN	4 ciclos preestablecidos: Instrumental, Paquetes, Líquidos y Otro + 6 programas personalizables
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	105 °C – 135 °C
	PRESIÓN DE OPERACIÓN	0 a 35 PSI
	CAPACIDADES DISPONIBLES	Desde 77 L hasta 178 L
	IMPRESORA INTEGRADA	Registro automático de cada ciclo
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	110 V o 220 V Consumo: 3 kW o 5 kW
	NORMATIVIDAD	Cumple con la ISO 9001 y la ISO 13485



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Cámara cilíndrica horizontal con puerta frontal.
- ✓ Puerta con cierre hermético y empaques de silicón de alta temperatura.
- ✓ Generación de vapor integrada, sin necesidad de generador externo.
- ✓ Bajo consumo de agua y energía.
- ✓ Sistema de seguridad múltiple.
- ✓ Batería de respaldo para protección de datos.
- ✓ Fabricación mexicana con estándares internacionales.



DISEÑO Y FABRICADO EN MÉXICO
CON ORGULLO Y CALIDAD.



REFACCIONES
DISPONIBLES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



MANTENIMIENTO
CONFIABLE



GARANTÍA
SIMEX

AUTÓCLAVE CAMPEÓN

COMPARATIVA DE MODELOS




Tecnología mexicana de alta eficiencia, diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, seguridad y ahorro en cada ciclo de esterilización.




40 X 60 cm

77 LITROS



50 X 90 cm

178 LITROS



DIMENSIONES GENERALES

ALTO	ANCHO	LARGO
154CM	58CM	73CM

DIMENSIONES GENERALES

ALTO	ANCHO	LARGO
163CM	69CM	140CM



**FABRICACIÓN
100% MEXICANA**



**CALIDAD
CERTIFICADA**



**TECNOLOGÍA
AVANZADA**



**AHORRO EN AGUA
Y ENERGÍA**

SECTORES DONDE SE PUEDE APLICAR

Los Autoclaves CAMPEÓN® están diseñados para satisfacer las más altas exigencias de esterilización en diversos sectores que requieren seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo.



IDEAL PARA ENTORNOS QUE NO PUEDEN FALLAR



HOSPITALES

Esterilización segura de instrumental quirúrgico, textiles y materiales críticos para áreas de cirugía, hospitalización y laboratorios.



LABORATORIOS

Garantiza la esterilización de material de vidrio, medios de cultivo, instrumental y residuos biológicos de manera confiable.



INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Cumple con los estándares de esterilización requeridos para la producción de medicamentos y dispositivos médicos.



CLÍNICAS DENTALES Y MAXILOFACIALES

Esteriliza instrumental odontológico y quirúrgico, asegurando la protección de pacientes y personal.



CLÍNICAS VETERINARIAS

Ideal para la esterilización de instrumental quirúrgico, material y accesorios utilizados en el cuidado y bienestar animal.



UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Apoya prácticas y procesos de investigación en laboratorios y áreas médicas con equipos confiables y de alto rendimiento.



En cada sector, CAMPEÓN® garantiza resultados superiores, cumplimiento normativo y máxima confianza.

CAMPEÓN®
TECNOLOGÍA QUE PROTEGE LO QUE IMPORTA

PERSONALIZADO PARA CADA NECESIDAD

En SIMEX diseñamos y fabricamos autoclaves a la medida de tus procesos. Cada equipo se adapta a los requisitos técnicos, normativos y operativos de tu industria.



INGENIERÍA A LA MEDIDA

Desarrollamos soluciones personalizadas para cada aplicación, proceso y tipo de carga.



SEGURIDAD INTEGRADA

Sistemas de control y protección diseñados bajo normas internacionales para operaciones confiables.



MATERIALES DE CALIDAD

Construcción en acero inoxidable de alta resistencia, ideal para ambientes exigentes.




TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Opciones de control manual, semiautomático o completamente automatizado.



EFICIENCIA QUE IMPULSA

Diseñados para optimizar tiempos de ciclo, consumo energético y vida útil del equipo.



DISEÑO PERSONALIZADO

Dimensiones y distribución interna adaptadas al tipo de carga, espacio disponible y flujo de trabajo. Disponible con gabinete o empotrado.

SERVICIOS SIMEX

RESPALDO TOTAL, CONFIANZA TOTAL



ACOMPañAMIENTO EN CADA ETAPA



ASESORÍA
COMERCIAL



DISEÑO Y
PERSONALIZACIÓN



FABRICACIÓN
NACIONAL



INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA



CAPACITACIÓN



SOPORTE
TÉCNICO

SERVICIOS POSTVENTA



MANTENIMIENTO
PREVENTIVO




MANTENIMIENTO
CORRECTIVO



REFACCIONES
ORIGINALES



MODERNIZACIÓN
DE EQUIPOS



Nuestro compromiso es tu tranquilidad.

Con SIMEX tienes la seguridad de contar con el mejor equipo,
respaldo experto y atención de por vida.

CAMPEÓN®
TECNOLOGÍA QUE PROTEGE LO QUE IMPORTA

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?

En SIMEX combinamos experiencia, innovación y compromiso para ofrecer soluciones de esterilización que superan expectativas.

Más que equipos, entregamos **confianza, seguridad y resultados.**



NUESTRA DIFERENCIA, TU MEJOR DECISIÓN



**EXPERIENCIA
COMPROBADA**



**INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA**



**FABRICACIÓN
100% MEXICANA**



**SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**CALIDAD
Y CONFIANZA**



**ATENCIÓN
PERSONALIZADA**



**SOLUCIONES
A LA MEDIDA**



**COMPROMISO
A LARGO PLAZO**

ESTAMOS PARA AYUDARTE



TELÉFONO
55-53926211



55-32397664



CORREO
comercial@simex-m.com



UBICACIÓN
Blvd. del Temoluc 66,
Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero, 07279
Ciudad de México, CDMX



**TECNOLOGÍA QUE PROTEGE
LO QUE IMPORTA**



CAMPEÓN®
TECNOLOGÍA QUE PROTEGE LO QUE IMPORTA



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

AUTOCLAVE CUADRADO

MC-III

Diseñado para la esterilización
de alto desempeño.



GRAN CAPACIDAD

Ideal para hospitales y
procesos de alta demanda.



CONTROL MC-III

Automatización inteligente
con pantalla Touch.



CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

Acero inoxidable T-316L
para máxima durabilidad.

MÁXIMA CAPACIDAD.
MÁXIMA SEGURIDAD.
MÁXIMO RENDIMIENTO.



comercial@simex-m.com



55-32397664





Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

¿POR QUÉ NACIÓ EL AUTOCLAVE CUADRADO MC-III?

En SIMEX entendimos que los procesos de esterilización en hospitales, laboratorios e industrias requieren equipos robustos, confiables y de gran capacidad.

El **Autoclave Cuadrado MC-III** nació para responder a esta necesidad con tecnología mexicana de clase mundial.

NACIÓ PARA:



SATISFACER ALTA DEMANDA

Diseñado para ciclos continuos y cargas de gran volumen.



GARANTIZAR SEGURIDAD

Construcción en acero inoxidable T-316L y control MC-III para procesos seguros y trazables.



OFRECER CONFIABILIDAD

Componentes industriales de alta calidad para un desempeño constante y duradero.



OPTIMIZAR PRODUCTIVIDAD

Tecnología que reduce tiempos de ciclo y mejora la eficiencia operativa.



PENSAR EN EL FUTURO

Menor consumo de recursos y mayor vida útil, cuidando el medio ambiente.



Nacido de la experiencia, diseñado para
proteger lo que más importa.




Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

CONOCE EL PRODUCTO

AUTOCLAVE CUADRADO MC-III

El Autoclave Cuadrado MC-III combina **tecnología, seguridad y robustez** para ofrecer procesos de esterilización eficientes, confiables y totalmente automatizados.

- **1 MANÓMETROS ANALÓGICOS**
Monitoreo preciso de la presión en cámara y camisa.
- **2 CONTROL TOUCH MC-III**
Pantalla táctil intuitiva con 40 programas, reportes de fallas y memoria de procesos.
- **3 IMPRESORA INTEGRADA**
Registro automático de cada ciclo para trazabilidad y cumplimiento de normativas.
- **4 PUERTA DE ALTA SEGURIDAD**
Puerta abatible con mecanismo de brazos radiales y empaque de silicón resistente a presión y temperatura.
- **5 CONSTRUCCIÓN ROBUSTA**
Fabricado en acero inoxidable T-316L y T-304 para máxima durabilidad y resistencia.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Generador
de vapor
integrado



Sensores de
presión y
temperatura



Válvula de
seguridad
certificada



Bajo consumo
de agua y
energía



Cumple con
normativas
nacionales e
internacionales



Tecnología mexicana de clase mundial,
confiable, segura y hecha para durar.



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

FICHA TÉCNICA

AUTOCLAVE CUADRADO

Esterilizador automático diseñado para brindar eficiencia, seguridad y adaptabilidad en procesos de esterilización hospitalaria e industrial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TIPO DE EQUIPO

Esterilizador cuadrado automático



MODELOS DISPONIBLES

16" x 16" x 24", 20" x 20" x 36",
24" x 24" x 48"



CAPACIDADES

150 L, 227 L, 454 L



POTENCIA

9.1 kW, 15.5 kW, 21 kW



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

220 V



FASE

Trifásica



OBRA CIVIL

Requerida



PRESIÓN DE TRABAJO

21 PSI



PRESIÓN MÁXIMA

35PSI



PESO APROX.

350 kg / 495 kg / 600 kg



TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN

121 °C



TEMPERATURA MÁXIMA

135 °C



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Cámara interior fabricada en acero inoxidable T-316L.
- ✓ Cámara exterior en acero inoxidable T-304.
- ✓ Puerta abatible con mecanismo de brazos radiales de acero inoxidable.
- ✓ Empaque de silicona resistente a presión y alta temperatura.
- ✓ Control digital touch screen MC-III con capacidad para 40 ciclos programados.
- ✓ Memoria de proceso, reporte de fallas y batería de respaldo.
- ✓ Configuración y operación manual para personal autorizado.
- ✓ Opciones de fabricación empotrada o con gabinete, y una o dos puertas.
- ✓ Diseño y fabricación bajo estándares de calidad aplicables al sector.

MODELOS Y CAPACIDADES

16" x 16" x 24"

150 L

20" x 20" x 36"

227 L

24" x 24" x 48"

454 L



DISEÑADO Y
FABRICADO EN MÉXICO



CONFIGURACIONES
DISPONIBLES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



MANTENIMIENTO
CONFIABLE



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

BENEFICIOS DEL AUTOCLAVE CUADRADO

MC-III

Diseñado para hospitales, laboratorios e industrias que requieren máxima capacidad, seguridad y confiabilidad en cada ciclo de esterilización.



GRAN CAPACIDAD

Cámaras de gran volumen que permiten procesar mayor cantidad de material en cada ciclo, optimizando tiempo y recursos.



MÁXIMA SEGURIDAD

Construcción robusta en acero inoxidable T-316L y control MC-III que garantizan procesos seguros, repetibles y confiables.



CONTROL INTELIGENTE

Pantalla Touch MC-III con 40 programas, reportes de fallas, memoria de procesos y trazabilidad para cumplir con normativas.



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Diseñado y fabricado bajo estándares internacionales (ASME, NOM-241-SSA1-2012) para garantizar calidad y cumplimiento regulatorio.



ALTO DESEMPEÑO

Ciclos eficientes, estables y uniformes que aseguran esterilización efectiva en cada carga.



DURABILIDAD COMPROBADA

Materiales de alta calidad y diseño industrial que ofrecen larga vida útil y resistencia en operación continua.



SERVICIO Y SOPORTE SIMEX

Respaldado por nuestro equipo técnico especializado, refacciones disponibles y servicio postventa confiable.



RETORNO DE INVERSIÓN

Mayor capacidad, menor tiempo de ciclo y operación confiable que se traducen en productividad y ahorro a largo plazo.



Más capacidad. Más seguridad.
Más confianza. Más **SIMEX**.



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

SECTORES DE APLICACIÓN

AUTOCLAVE CUADRADO MC-III

DISEÑADO PARA LOS SECTORES QUE
EXIGEN **MÁXIMA CAPACIDAD** Y CONFIABILIDAD



PROCESOS SEGUROS

Esterilización
confiable en
cada ciclo.



ALTO DESEMPEÑO

Gran capacidad
para cargas
de alto volumen.



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Fabricado bajo
estándares
nacionales e
internacionales.



CONFIANZA SIMEX

Tecnología
mexicana de
clase mundial.



IDEAL PARA ENTORNOS QUE NO PUEDEN DETENERSE



MÉDICO HOSPITALARIO

Instrumental, ropa y
materiales críticos.



LABORATORIOS

Material de vidrio, medios
de cultivo e instrumentos.



FARMACÉUTICO

Esterilización de envases,
utensilios y materiales.



INDUSTRIA ALIMENTARIA

Utensilios, equipos
y empaques.



INDUSTRIAL

Limpieza y esterilización de
equipos y componentes.



VETERINARIO

Material quirúrgico e
instrumental veterinario.



DONDE SEA QUE LA ESTERILIZACIÓN SEA CRÍTICA,
EL AUTOCLAVE CUADRADO **MC-III** ES LA SOLUCIÓN.

PERSONALIZACIÓN A LA MEDIDA DE TU PROCESO

AUTOCLAVE CUADRADO MC-III

Cada proceso es único.
Por eso diseñamos y fabricamos
autoclaves que **se adaptan a tus
necesidades** y espacio disponible.



ASÍ PODEMOS PERSONALIZAR TU AUTOCLAVE



CAPACIDAD

Diseños desde
pequeños hasta
grandes volúmenes.



PUERTAS

Opciones de
una o dos puertas,
abatibles o
deslizantes.



SUMINISTRO ELÉCTRICO

Adaptación a tus
requerimientos
de voltaje y
conexiones.



CONTROL MC-III

Configuración de
programas, alarmas
y parámetros según
tu proceso.



SISTEMA DE REGISTRO

Impresora integrada
para trazabilidad
y cumplimiento
normativo.



ACABADOS Y ACCESORIOS

Accesorios y acabados
opcionales según tu
aplicación.

TAMAÑOS DISPONIBLES*

16" x 16" x 24" (40 x 40 x 61 cm) **150 L**

20" x 20" x 36" (50 x 50 x 91 cm) **227 L**

24" x 24" x 48" (61 x 61 x 122 cm) **454 L**

*Capacidades referenciales.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



CON GABINETE

Equipo montado sobre gabinete para
integración funcional y presentación uniforme.



EMPOTRADO

Diseño integrado al muro para optimizar
espacio y mantener un entorno más limpio
y ordenado.



**FLEXIBILIDAD EN DISEÑO.
PRECISIÓN EN FABRICACIÓN.
SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN A TI.**



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

SERVICIOS SIMEX

**MÁS QUE EQUIPOS,
SOLUCIONES INTEGRALES**

Acompañamos a nuestros clientes
en cada etapa para garantizar
seguridad, eficiencia y
tranquilidad en sus procesos.



NUESTROS SERVICIOS



ASESORÍA PERSONALIZADA

Te ayudamos a elegir la
mejor solución según tus
necesidades y procesos.



INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Instalación profesional y
puesta en operación para
un rendimiento óptimo.



CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Entrenamiento práctico a
tu personal para el uso
seguro y eficiente del
autoclave.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Programas de mantenimiento
para asegurar la vida útil y
el máximo desempeño del
equipo.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Respuesta rápida y eficaz
para minimizar tiempos
fuera de servicio.



REFACCIONES ORIGINALES

Refacciones originales
SIMEX para garantizar
calidad, compatibilidad
y durabilidad.



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

Atención técnica experta
para resolver tus necesidades
y brindar seguimiento
oportuno.



**EN SIMEX NO SOLO FABRICAMOS AUTOCLAVES,
CONSTRUIMOS CONFIANZA.**



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?

EXPERIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMPROMISO
QUE GENERAN **CONFIANZA**

En **SIMEX** no solo fabricamos autoclaves,
ofrecemos **soluciones** que impulsan la eficiencia,
seguridad y productividad de tu empresa.



RAZONES QUE NOS DIFERENCIAN



**MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA**

Lideramos el desarrollo
de soluciones de
esterilización en México.



**FABRICACIÓN
100% MEXICANA**

Ingeniería y mano de
obra especializada
con estándares
internacionales.



**CALIDAD
GARANTIZADA**

Cumplimos y
superamos las
normas más
exigentes.



**ATENCIÓN
PERSONALIZADA**

Escuchamos tus
necesidades y
te ofrecemos la mejor
solución.



**RESPALDO
TOTAL**

Servicio técnico,
refacciones y soporte
especializado
siempre disponibles.



**INVERSIÓN
INTELIGENTE**

Equipos duraderos
que optimizan
recursos y generan
resultados.

LO QUE NUESTROS CLIENTES OBTIENEN



Procesos más
seguros



Mayor eficiencia
en cada ciclo



Resultados
confiables



Menores costos
operativos



Un aliado en quien
puedes confiar

ESTAMOS PARA AYUDARTE



TELÉFONO
55-53926211
55-32397664



CORREO
comercial@simex-m.com



UBICACIÓN
Bld. del Temoluc 66,
Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero, 07279
Ciudad de México, CDMX



**SIMEX ES MÁS QUE UN PROVEEDOR,
SOMOS TU ALIADO ESTRATÉGICO.**

Elige experiencia. Elige calidad.
ELIGE SIMEX.



TECNOLOGÍA
DE CLASE MUNDIAL



COMPROMISO
CON LA CALIDAD



ORGULLOSAMENTE
MEXICANOS

**ESTERILIZACIÓN SEGURA,
EFICIENCIA ASEGURADA.**



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

AUTOCLAVE PUERTA DESLIZABLE

SERIE INDUSTRIAL

MC-III

*Automatización que eleva la
esterilización a otro nivel.*

**DISEÑADO PARA PROCESOS
DE ESTERILIZACIÓN EXIGENTES**



**APERTURA
AUTOMÁTICA VERTICAL**



**CÁMARA DE ACERO
INOXIDABLE T-316L**



**CONTROL INTELIGENTE
MC-III**



**TRAZABILIDAD
INTEGRADA**



comercial@simex-m.com



55-32397664



**FABRICACIÓN
MEXICANA**



**TECNOLOGÍA
SIMEX**



**MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA**

¿POR QUÉ NACIÓ?



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

*Una respuesta a la necesidad de automatizar,
proteger y dar trazabilidad a los procesos
de esterilización.*



1. MAYOR EXIGENCIA OPERATIVA

Los procesos de esterilización actuales demandan más control, repetibilidad y eficiencia en cada ciclo.



2. SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN

La apertura automática vertical ayuda a reducir la manipulación y favorece una operación más segura para el personal.



3. TRAZABILIDAD Y CONTROL

El control inteligente MC-III y el registro de ciclos facilitan el seguimiento del proceso y la documentación operativa.



4. DISEÑO PARA PROCESOS EXIGENTES

Su cámara en acero inoxidable T-316L y su configuración industrial lo convierten en una solución confiable para aplicaciones de alta demanda.



*Nació para transformar procesos críticos en
operaciones más seguras, automatizadas y confiables.*



AUTOMATIZACIÓN



SEGURIDAD



TRAZABILIDAD



CONFIABILIDAD

CONOCE EL PRODUCTO



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

*Tecnología diseñada para esterilización industrial
segura, eficiente y con total control del proceso.*



¿QUÉ ES?

El Autoclave Autodeslizable MC-III es una solución de esterilización industrial que automatiza procesos críticos mediante vapor, integrando seguridad, control inteligente y trazabilidad operativa.

ELEMENTOS CLAVE



Puerta automática vertical

Facilita la carga y descarga con una operación más cómoda y segura.



Cámara en acero inoxidable T-316L

Diseñada para resistencia, higiene y larga vida útil en ambientes exigentes.



Control inteligente MC-III

Permite programar, supervisar y controlar los ciclos de esterilización.



Trazabilidad integrada

Registro del proceso para seguimiento, control documental y respaldo operativo.



¿CÓMO OPERA?



Carga



Configuración
del ciclo



Esterilización



Registro y
seguimiento

*Cada etapa del proceso está diseñada para ofrecer
seguridad, repetibilidad y eficiencia.*



AUTOMATIZACIÓN



SEGURIDAD



CONTROL



TRAZABILIDAD

FICHA TÉCNICA



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

Especificaciones técnicas del Autoclave de Puerta Deslizable diseñado para procesos de esterilización industrial de alta exigencia.



ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIÓN	MODELO 1	MODELO 2	MODELO 3
 Modelo	Autoclave de Puerta Deslizable	Autoclave de Puerta Deslizable	Autoclave de Puerta Deslizable
 Medidas	16 x 16 x 24	20 x 20 x 36	24 x 24 x 48
 Capacidad	150 L	227 L	454 L
 Consumo	9.1 kW	15.5 kW	21 kW
 Alimentación	220 V	220 V	220 V
 Corriente	Trifásica	Trifásica	Trifásica
 Obra civil	Requerida	Requerida	Requerida
 Presión de trabajo	21 PSI	21 PSI	21 PSI
 Presión de diseño	35PSI	35PSI	35PSI
 Peso aprox.	350 kg	495 kg	600 kg
 Temperatura operativa	121 °C	121 °C	121 °C
 Temperatura máxima	135 °C	135 °C	135 °C



Capacidades
industriales



Construcción
robusta



Control
preciso



Operación
confiable

BENEFICIOS



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

Ventajas que convierten al autoclave de puerta deslizable en una solución confiable para procesos de esterilización industrial de alta exigencia.



1. APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

Su puerta deslizable se abre verticalmente, por lo que no requiere espacio adicional para girar o abatir. Ideal para instalaciones con espacios reducidos o compactos.



2. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO

Reduce la intervención manual y mejora la repetitibilidad en cada ciclo de esterilización.



3. MAYOR SEGURIDAD OPERATIVA

La apertura automática vertical ayuda a disminuir riesgos y favorece una operación más segura para el personal.



4. TRAZABILIDAD INTEGRADA

Facilita el registro y seguimiento de los ciclos para control documental, auditorías y validación interna.



5. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Su cámara en acero inoxidable T-316L ofrece resistencia, higiene y larga vida útil en ambientes exigentes.



6. CONTROL INTELIGENTE MC-III

Permite supervisar, programar y controlar el proceso con mayor precisión y confiabilidad.



7. DESEMPEÑO PARA ALTA DEMANDA

Diseñado para procesos continuos y exigentes donde la capacidad, estabilidad y eficiencia son clave.



Beneficios pensados para elevar la seguridad, el control y la eficiencia de la esterilización industrial.



Seguridad



Control



Trazabilidad



Confiabilidad

SECTORES DE APLICACIÓN



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

Versatilidad y desempeño para procesos de esterilización en entornos que demandan seguridad, control y confiabilidad.



HOSPITALARIO

Ideal para centrales de esterilización y áreas críticas que requieren procesos seguros y repetibles.



FARMACÉUTICO

Apoya procesos donde la higiene, la validación y el control documental son indispensables.



LABORATORIOS

Adecuado para esterilización de materiales, utensilios y equipos en ambientes de alta exigencia.



DISPOSITIVOS MÉDICOS

Contribuye a operaciones que requieren trazabilidad, consistencia y control del proceso.



INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

Útil en centros de investigación, universidades y áreas de desarrollo tecnológico.



INDUSTRIA ESPECIALIZADA

Solución confiable para aplicaciones industriales que demandan robustez y operación continua.



Un equipo diseñado para adaptarse a múltiples industrias con procesos de esterilización exigentes.



VERSATILIDAD



SEGURIDAD



CONTROL



CONFIABILIDAD



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

PERSONALIZACIÓN

Configuramos el autoclave de puerta deslizable de acuerdo con los requerimientos de instalación, capacidad y operación de cada proyecto.



CAPACIDADES Y MEDIDAS

Disponible en diferentes dimensiones y capacidades para ajustarse al volumen de trabajo y al espacio disponible.



CONFIGURACIÓN DEL PROCESO

Los parámetros de operación pueden ajustarse según el tipo de carga, tiempos y requerimientos de esterilización.



TIPO DE INSTALACIÓN

Puede integrarse de acuerdo con las condiciones del área, considerando obra civil, servicios y flujo operativo.



CONTROL Y TRAZABILIDAD

El sistema MC-III y el registro del proceso pueden configurarse para mejorar el monitoreo y la documentación.



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Posibilidad de incorporar opciones funcionales que fortalezcan la operación, seguridad y comodidad de uso.



ADAPTACIÓN AL PROYECTO

Cada solución puede alinearse a las necesidades específicas del cliente, sector y aplicación.



Una solución personalizable para integrarse de forma precisa a cada proceso de esterilización.



FLEXIBILIDAD



ADAPTACIÓN



CONTROL



INTEGRACIÓN

SERVICIOS SIMEX



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

Acompañamos cada proyecto con servicios especializados para maximizar el desempeño, la seguridad y la vida útil del autoclave de puerta deslizable.



INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Integración del equipo en sitio, pruebas iniciales y arranque operativo para una implementación segura y eficiente.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Programas de servicio para conservar el desempeño del equipo, reducir paros y prolongar su vida útil.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Atención técnica para resolver fallas y restablecer la operación con rapidez y confiabilidad.



CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Entrenamiento operativo y funcional para un uso correcto, seguro y consistente del autoclave.



REFACCIONES Y SOPORTE TÉCNICO

Suministro de componentes y acompañamiento especializado para mantener la continuidad operativa.



ASESORÍA Y SEGUIMIENTO

Acompañamiento antes, durante y después de la instalación para responder a las necesidades del proyecto.



Servicios pensados para respaldar la operación, el mantenimiento y la continuidad de sus procesos.



SOPORTE



MANTENIMIENTO



CAPACITACIÓN



CONFIANZA

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?

Más que un equipo, ofrecemos experiencia, acompañamiento y soluciones confiables para procesos de esterilización industrial.



FABRICACIÓN MEXICANA

Diseñamos y fabricamos soluciones adaptadas a las necesidades del mercado nacional.



MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Trayectoria que respalda la confiabilidad de nuestros equipos y servicios.



TECNOLOGÍA PROPIA

Integramos control inteligente MC-III para operación precisa, segura y eficiente.



PERSONALIZACIÓN DE PROYECTOS

Ajustamos capacidad, instalación y configuración según cada proceso.



SOPORTE TÉCNICO Y REFACCIONES

Acompañamiento especializado para mantener la continuidad operativa.



COMPROMISO CON EL CLIENTE

Atención cercana antes, durante y después de la implementación.



En SIMEX unimos experiencia, tecnología y servicio para impulsar procesos más seguros, eficientes y confiables.



Contáctanos

☎ 55-53926211  55-32397664

✉ comercial@simex-m.com

📍 Dirección: Blvd. del Temoluco 66, Acueducto de Guadalupe, Gustavo A. Madero, 07279 Ciudad de México, CDMX



EXPERIENCIA



TECNOLOGÍA



SOPORTE



CONFIANZA

AUTOCLAVE RECTANGULAR



GRAN CAPACIDAD

Ideal para hospitales, CEyE, industria farmacéutica y procesos de esterilización de alto volumen.



CONTROL MC-III

Pantalla Touch con automatización inteligente y capacidad para almacenar hasta 40 ciclos programables.



CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

Cámara fabricada en acero inoxidable T-316L para máxima resistencia y larga vida útil.



MÁXIMA SEGURIDAD

Sistema de bloqueo mecánico que evita la apertura mientras exista presión dentro de la cámara.

MÁXIMA CAPACIDAD.
MÁXIMA SEGURIDAD.
MÁXIMO CONTROL.



comercial@simex-m.com



55-32397664


¿POR QUÉ NACIÓ?

**Cuando la demanda aumenta,
un equipo convencional deja
de ser suficiente.**

En hospitales, centrales de esterilización (CEyE), laboratorios e industrias farmacéuticas, el volumen de instrumental, textiles y materiales críticos exige procesos continuos, seguros y altamente confiables.

El **Autoclave Rectangular MC-III** fue desarrollado para responder a esa necesidad, ofreciendo una solución de gran capacidad que optimiza los tiempos de operación, mejora el flujo de trabajo y garantiza procesos de esterilización consistentes, incluso en jornadas de alta demanda.

Su diseño industrial, combinado con el controlador inteligente **MC-III**, permite automatizar cada ciclo con precisión, brindando seguridad operativa, trazabilidad y un desempeño confiable durante años.



**DISEÑADO PARA QUIENES
NO PUEDEN DETENER SU OPERACIÓN.**

- ✓ Hospitales de alta demanda.
- ✓ Centrales de Esterilización (CEyE).
- ✓ Industria farmacéutica.
- ✓ Laboratorios especializados.
- ✓ Procesos críticos donde la esterilización no admite errores.



MÁS CAPACIDAD SIGNIFICA MÁS PRODUCTIVIDAD.



MÁS CONTROL SIGNIFICA MAYOR TRANQUILIDAD.

CONOCE EL PRODUCTO

MC-III

El Autoclave Rectangular MC-III está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en procesos de esterilización de gran volumen, con tecnología avanzada, construcción robusta y operación 100% automatizada.



CONTROL MC-III

Control digital Touch Screen con capacidad para 40 ciclos programables, memoria de procesos, reporte de fallas y batería de respaldo para memoria de parámetros.



MÁXIMA SEGURIDAD

Sistema de bloqueo mecánico que evita la apertura de la puerta mientras exista presión dentro de la cámara, protegiendo al operador y a la carga.



ESTERILIZACIÓN CONFIABLE

Vapor directo para una penetración eficiente del vapor asegurando resultados uniformes y repetibles en cada ciclo.



GRAN CAPACIDAD

Diseñado para operar cargas pesadas de instrumental, textiles y materiales críticos en jornadas de alta demanda.



CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad para máxima resistencia a la corrosión y larga vida útil.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	CONEXIÓN	OBRA CIVIL	PSI DE TRABAJO	PSI MÁXIMOS	PESO APROX.	TEMP. DE TRABAJO	TEMP. MÁXIMA
ERV244848-E-MC-III	677 L	31 kW	220 V	Trifásica	Requerida	21 PSI	35 PSI	895 kg	121 °C	135 °C
ERV243660-E-MC-III	843 L	39 kW	220 V	Trifásica	Requerida	21 PSI	35 PSI	895 kg	121 °C	135 °C



ACERO INOXIDABLE T-316L

Cámara interna en acero inoxidable T-316L y cámara externa en acero inoxidable T-304 para máxima resistencia y durabilidad.



GENERADOR INTEGRADO

Sistema de generación de vapor eficiente con resistencias eléctricas, bomba y válvula motorizada para inyección de agua.



TRAZABILIDAD COMPLETA

Impresora térmica integrada para registro automático de cada ciclo y trazabilidad completa del proceso.

BENEFICIOS

QUE MARCAN LA DIFERENCIA



 **MAYOR CAPACIDAD, MEJOR FLUJO DE TRABAJO Y RESULTADOS SIEMPRE CONFIABLES.**



MÁXIMA CAPACIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Cámaras de gran volumen que permiten esterilizar más instrumental, textiles y materiales en cada ciclo, optimizando tiempos y recursos.



CONTROL TOTAL MC-III

Control digital Touch Screen con capacidad para 40 ciclos programables, memoria de procesos, reporte de fallas y batería de respaldo para máxima seguridad operativa.



SEGURIDAD GARANTIZADA

Sistema de bloqueo mecánico que evita la apertura de la puerta mientras exista presión dentro de la cámara, protegiendo al operador y a la carga.



ESTERILIZACIÓN CONFIABLE

Vapor directo para una penetración eficiente del vapor, asegurando resultados uniformes y repetibles en cada ciclo.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Fabricado en acero inoxidable T-316L en la cámara y T-304 en la estructura externa, garantizando máxima resistencia a la corrosión y larga vida útil.



EFICIENCIA Y AHORRO

Diseño optimizado que reduce consumos de energía, agua y mantenimiento, maximizando el rendimiento y reduciendo costos operativos.

DISEÑO PARA RENDIR DONDE OTROS NO LLEGAN



OPERACIÓN CONTINUA

Ideal para entornos de alta demanda que requieren ciclos constantes y sin interrupciones.



PROTEGE LO MÁS IMPORTANTE

Garantiza la esterilización segura de instrumental y materiales críticos, cumpliendo con los más altos estándares.



TRAZABILIDAD COMPLETA

Impresora térmica integrada para registro automático de cada ciclo y trazabilidad completa del proceso.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Componentes accesibles y diseño industrial que facilitan el mantenimiento, minimizando tiempos de parada.



CALIDAD QUE RESPALDA

Fabricado bajo normas internacionales y Buenas Prácticas de Fabricación (NOM-241-SSA1-2012).

SECTORES DE APLICACIÓN

**Versatilidad que se adapta
a los más altos estándares.**

El **Autoclave Rectangular MC-III** está diseñado para cubrir las necesidades de esterilización de alto volumen en sectores donde la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad son esenciales.



HOSPITALES Y CEyE

Ideal para centrales de esterilización y hospitales de alta demanda que requieren procesos continuos, seguros y con total trazabilidad.



CLÍNICAS Y CENTROS MÉDICOS

Esterilización confiable de instrumental quirúrgico, textil y materiales críticos con la eficiencia que tu operación necesita.



LABORATORIOS

Perfecto para la esterilización de material de vidrio, medios de cultivo, instrumental y materiales contaminados.



VETERINARIAS Y HOSPITALES VETERINARIOS

Esterilización segura de instrumental, textiles y materiales utilizados en procedimientos veterinarios.



INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Cumple con los estándares más exigentes para la esterilización de materiales, equipos y componentes críticos.



INDUSTRIA Y MANUFACTURA

Esterilización de piezas, herramientas e insumos que requieren máxima limpieza y control.



UN SOLO OBJETIVO:

PROTEGER VIDAS, ASEGURAR PROCESOS Y MAXIMIZAR TU PRODUCTIVIDAD.



UNA SOLUCIÓN CONFIABLE PARA CADA SECTOR QUE EXIGE LO MEJOR.

PERSONALIZACIÓN HECHA A TU MEDIDA

Nos adaptamos a tus espacios,
a tus procesos y a tus necesidades.

El **Autoclave Rectangular MC-III** puede ser configurado y adaptado para integrarse perfectamente a tu operación, garantizando máxima eficiencia, seguridad y comodidad.

CONFIGÚRALO COMO LO NECESITES



EMPOTRADO O DE GABINETE

Elige la opción que mejor se adapte a tu instalación: empotrado para un acabado integrado o de gabinete para mayor flexibilidad de ubicación.



UNA O DOS PUERTAS

Configuraciones de una o dos puertas para facilitar la carga y descarga según el flujo de trabajo de tu área.



CONTROL MC-III PERSONALIZADO

Programación de ciclos, parámetros y reportes ajustados a tus procesos y normativas.



TIPO DE VAPOR

Disponible en vapor directo para garantizar penetración eficiente y resultados uniformes.



DIMENSIONES Y ACCESORIOS

Adaptamos accesorios, canastillas, racks y complementos para optimizar cada ciclo y cada carga.



DISEÑADO PARA INTEGRARSE EN CUALQUIER ENTORNO



Diseño modular que se adapta a las condiciones físicas y técnicas de tu instalación.



Personalización de parámetros, accesorios y configuración de acuerdo a tus necesidades operativas.



Cumplimiento con normativas nacionales e internacionales para dispositivos médicos.



Acompañamiento técnico para definir la mejor solución para tu institución.



TU OPERACIÓN ES ÚNICA, TU AUTOCLAVE TAMBIÉN.

En SIMEX diseñamos soluciones personalizadas que se integran perfectamente a tu flujo de trabajo y a tus espacios.



NOS ADAPTAMOS
A TUS NECESIDADES,
NO AL REVÉS.

SERVICIOS SIMEX A TU LADO

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MÁXIMO DESEMPEÑO DE TU AUTOCLAVE.

En SIMEX no solo fabricamos autoclaves, construimos relaciones de confianza a largo plazo. Te acompañamos en cada etapa para que tu equipo opere siempre con la máxima eficiencia, seguridad y confiabilidad.



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE AUTOCLAVES

Desarrollamos autoclaves de alta calidad, diseñados y fabricados en México bajo estándares internacionales, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.



MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS

Actualizamos tu autoclave para mejorar su desempeño, eficiencia y seguridad, extendiendo su vida útil y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.



REFACCIONES ORIGINALES

Contamos con un amplio inventario de refacciones originales para todas nuestras líneas de autoclaves, garantizando compatibilidad, rendimiento y disponibilidad inmediata.



MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS

Equipos de técnicos especializados listos para atenderte. Realizamos mantenimientos preventivos para evitar fallas y correctivos para regresar tu equipo a su óptimo funcionamiento.



CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA EL USO DEL EQUIPO

Capacitamos a tu personal para el uso correcto y seguro del autoclave, asegurando procesos eficientes y prolongando la vida útil del equipo.



UN SERVICIO COMPLETO, UNA SOLUCIÓN CONFIABLE.

- ✓ Respaldo especializado en todo México.
- ✓ Respuesta rápida y soluciones efectivas.
- ✓ Compromiso con tu operación, todos los días.

NUESTRO COMPROMISO, TU TRANQUILIDAD



CALIDAD
GARANTIZADA



ATENCIÓN
RÁPIDA



TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS



REFACCIONES
ORIGINALES



ACOMPANIAMIENTO
CONTINUO



MÁXIMO RENDIMIENTO
DE TU INVERSIÓN

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?

EXPERIENCIA, CALIDAD Y COMPROMISO QUE SE REFLEJAN EN CADA CICLO.

En SIMEX combinamos ingeniería mexicana, tecnología avanzada y un enfoque centrado en el cliente para ofrecer autoclaves que superan expectativas y garantizan resultados confiables por muchos años.



ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

Diseñamos y fabricamos en México con mano de obra especializada y materiales de la más alta calidad, impulsando a la industria nacional.



CALIDAD QUE SE CERTIFICA

Cumplimos con los más altos estándares internacionales: ISO 9001, ISO 13485 y normativas aplicables.



TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

Controladores inteligentes, sensores de precisión y sistemas avanzados que garantizan ciclos seguros, eficientes y trazables.



RESPALDO TOTAL

Acompañamiento antes, durante y después de tu compra. Nuestro equipo está siempre listo para responder y apoyarte.



SERVICIO QUE GENERA CONFIANZA

Técnicos especializados, atención rápida, refacciones originales y soluciones efectivas para mantener tu equipo siempre en óptimas condiciones.



RELACIONES A LARGO PLAZO

No buscamos solo venderte un equipo, buscamos ser tu aliado estratégico en cada etapa de tu crecimiento.



EN SIMEX NO SOLO FABRICAMOS AUTOCLAVES, FABRICAMOS **CONFIANZA, SEGURIDAD Y RESULTADOS.**

EQUIPOS DISEÑADOS PARA DURAR, SERVICIOS HECHOS PARA RESPALDAR, SOLUCIONES PENSADAS **PARA TI.**

PARA MAYOR INFORMACIÓN,
COMUNICATE CON NOSOTROS



TECNOLOGÍA QUE ESTERILIZA CONFIANZA



TELÉFONO
5553926211



WHATSAPP
5532397664



comercial@simex-m.com



DIRECCIÓN
Blvd. del Temoluc 66,
Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero, 07279
Ciudad de México, CDMX

SIMEX, TU MEJOR ELECCIÓN

- ✓ Ingeniería mexicana de vanguardia.
- ✓ Materiales de alta calidad y larga vida útil.
- ✓ Tecnología confiable y fácil de operar.
- ✓ Cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.
- ✓ Atención personalizada y cercana.
- ✓ Compromiso con tu operación, todos los días.



SIMEX
ESTERILIZANDO
CONFIANZA

MÁS DE
25
AÑOS
DE EXPERIENCIA

LAVACÓMODOS SIMEX

HIGIENE HOSPITALARIA INTELIGENTE.
SEGURIDAD EN CADA PROCESO.

Diseñado para la limpieza y desinfección profesional de cómodos hospitalarios, el **Lavacómodos SIMEX** reduce riesgos, protege al personal y optimiza los procesos de higiene en cada ciclo.

-  REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.
-  DISMINUYE LA EXPOSICIÓN DEL PERSONAL.
-  **316L** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-316L.
-  CONTROL EXCLUSIVO PARA LAVACÓMODOS.
-  OPERA CON VAPOR AUTOGENERADO.
-  DISEÑADO Y FABRICADO EN MÉXICO.



**IDEAL PARA
HOSPITALES**



Simex Servicios e Innovaciones de México



@simex_servicios_e_innovaciones



Simex Servicios e Innovaciones de México



55 5392 6211



55 3239 7664



comercial@simex-m.com



www.simex-m.com

¿POR QUÉ NACIÓ?

UNA NECESIDAD REAL. UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE.

En los procesos de higiene hospitalaria, la limpieza y desinfección de cómodos y recipientes usados por pacientes representa un desafío constante.

Los métodos tradicionales son inseguros, demandan mucho tiempo, exponen al personal y no garantizan la eliminación efectiva de contaminantes.

El **Lavacómodos SIMEX** nació para cambiar esa realidad: un equipo diseñado para brindar máxima higiene, seguridad y eficiencia en un solo proceso automatizado.



NUESTRO PROPÓSITO



Proteger al personal de riesgos biológicos y químicos.



Optimizar tiempos y recursos en cada ciclo de trabajo.



Garantizar limpieza profunda y desinfección confiable.



Cuidar el medio ambiente con procesos eficientes y responsables.

PENSADO PARA QUIENES CUIDAN

Desarrollado para hospitales, clínicas y centros de salud que buscan elevar sus estándares de higiene, proteger a su personal y brindar una atención más segura a sus pacientes.



MÁS QUE UN EQUIPO,
UN ALIADO EN LA HIGIENE HOSPITALARIA.

SIMEX

INNOVA PARA LA SALUD

- ✓ Diseñado y fabricado en México.
- ✓ Tecnología robusta y confiable.
- ✓ Fácil operación y mantenimiento.
- ✓ Cumple con los más altos estándares de calidad.
- ✓ Respaldo y servicio técnico SIMEX.

CONOCE EL LAVACÓMODOS SIMEX

TECNOLOGÍA QUE ELEVA LOS ESTÁNDARES DE HIGIENE

El Lavacómodos SIMEX es un equipo automático diseñado para realizar la limpieza y desinfección profunda de cómodos y recipientes usados en hospitales y clínicas, asegurando seguridad, eficiencia y trazabilidad en cada ciclo.

DISEÑO PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR



LIMPIEZA PROFUNDA

Chorros de agua a presión y temperatura controlada que eliminan residuos orgánicos y biofilm de forma eficaz.



DESINFECCIÓN SEGURA

Ciclos de desinfección térmica que garantizan la eliminación de microorganismos y patógenos.



AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Control electrónico que asegura ciclos reproducibles, confiables y con mínima intervención del operador.



EFICIENCIA Y AHORRO

Optimiza el consumo de agua, energía y químicos sin comprometer los resultados.



TRAZABILIDAD

Registro y monitoreo de cada ciclo para garantizar control total del proceso.



VENTAJAS DE TENERLO

- ✓ Elimina riesgos de contaminación cruzada.
- ✓ Protege al personal de contacto directo con residuos.
- ✓ Asegura procesos de higiene estandarizados y reproducibles.
- ✓ Cumple con normativas sanitarias y estándares de calidad.
- ✓ Ahorra tiempo, agua, energía y químicos.
- ✓ Mejora la imagen y confianza de su institución.



DESVENTAJAS DE NO TENERLO

- ✗ Mayor riesgo de infecciones nosocomiales.
- ✗ Exposición del personal a agentes biológicos y químicos.
- ✗ Procesos manuales inconsistentes e ineficientes.
- ✗ Posibles sanciones por incumplimiento de normas sanitarias.
- ✗ Mayor consumo de recursos sin control.
- ✗ Afectación a la imagen y reputación de la institución.

CUMPLIMOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

En SIMEX trabajamos bajo un sistema de gestión de calidad que garantiza procesos confiables, seguros y orientados a la satisfacción de nuestros clientes.



ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aseguramos la mejora continua de nuestros procesos para superar las expectativas de nuestros clientes.



ISO 13485:2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Cumplimos con los requisitos regulatorios aplicables a dispositivos médicos para garantizar seguridad y eficacia.



SEGURIDAD
PARA SU EQUIPO
Y SU PERSONAL



CONFIANZA
QUE RESPALDA
CADA CICLO



RESULTADOS
COMPROBABLES
Y CONSISTENTES



RESPALDO Y SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO
SIMEX

MÁS QUE UN EQUIPO. UN RESPALDO PARA TODA LA VIDA.

En SIMEX no solo fabricamos equipos hospitalarios. Desarrollamos soluciones que acompañan a nuestros clientes durante toda la vida útil del equipo mediante **servicio técnico especializado, mantenimiento preventivo, refacciones originales y asesoría personalizada.**



Innovando y fabricando en **México** para el sector salud desde 1998.

 FABRICACIÓN MEXICANA



GARANTÍA
1 AÑO DE GARANTÍA

- ✓ 2 mantenimientos preventivos incluidos.
- ✓ Todos los mantenimientos correctivos.
- ✓ Refacciones necesarias durante la garantía.
- ✓ Atención telefónica y en sitio.



DESPUÉS DE LA GARANTÍA

Puedes contratar pólizas de mantenimiento por:

3 MESES O 1 AÑO

- ✓ Mantenimientos preventivos.
- ✓ Mantenimientos correctivos.
- ✓ Mano de obra especializada.
- ✓ Refacciones originales (de acuerdo con la póliza).

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?



MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA



FABRICACIÓN
MEXICANA



CALIDAD CERTIFICADA
ISO 9001
ISO 13485



INGENIERÍA
ESPECIALIZADA



SERVICIO TÉCNICO
NACIONAL



REFACCIONES
ORIGINALES



ATENCIÓN
PERSONALIZADA



TECNOLOGÍA ROBUSTA
Y CONFIABLE

**“ LA CONFIANZA SE
CONSTRUYE CON RESULTADOS.**

En SIMEX diseñamos soluciones que protegen a quienes más importan:

LOS PACIENTES Y EL PERSONAL DE LA SALUD.

”

CUMPLIMOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES



ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD

Aseguramos la mejora continua de nuestros procesos para superar las expectativas de nuestros clientes.



ISO 13485:2016

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Cumplimos con los requisitos regulatorios aplicables a dispositivos médicos para garantizar seguridad y eficacia.



55 5392 6211



55 3239 7664



comercial@simex-m.com



www.simex-m.com



Blvd. del Temoluc 66,
Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero,
07279, Ciudad de México.



SIMEX
ESTERILIZANDO CONFIANZA

MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS HOSPITALARIOS

Extienda la vida útil de sus equipos con tecnología de última generación.

ANTES



DESPUÉS



La misma estructura. Una nueva generación de tecnología.

No siempre es necesario reemplazar un equipo para mejorar su desempeño. En **SIMEX** transformamos equipos hospitalarios con años de servicio en **sistemas confiables, seguros y tecnológicamente actualizados**. Nuestras modernizaciones incorporan nueva ingeniería, automatización, controles inteligentes y mejoras mecánicas que **prolongan la vida útil del equipo** y lo preparan para responder a las **exigencias actuales** del sector salud.



MAYOR
VIDA ÚTIL
DEL EQUIPO



TECNOLOGÍA
TOUCH SCREEN
SIMEX



INGENIERÍA Y
FABRICACIÓN
NACIONAL



ACTUALIZACIÓN
MECÁNICA Y
ELECTRÓNICA



MENOR INVERSIÓN
QUE ADQUIRIR
UN EQUIPO NUEVO



GARANTÍA Y
SOPORTE
ESPECIALIZADO



**TECNOLOGÍA
EXCLUSIVA SIMEX**

Ingeniería desarrollada en México
para hospitales y laboratorios.

**NO REEMPLACE SU INVERSIÓN.
RENUEVE SU TECNOLOGÍA.**



ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD



ISO 13485

SISTEMA DE GESTIÓN PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS

Comprometidos con la calidad y la mejora
continua en cada proyecto de modernización.



HOSPITALES



CLÍNICAS



CEVE



LABORATORIOS



UNIVERSIDADES



CENTROS DE
INVESTIGACIÓN



www.simex-m.com



55 5392 6211



55 3239 7664



comercial@simex-m.com



Bvld. del Temoluco 66, Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero, C.P. 07279, Ciudad de México.



DISEÑADO Y FABRICADO EN MÉXICO

¿QUÉ SUCEDE DURANTE UNA MODERNIZACIÓN?

Un proceso integral que combina ingeniería, tecnología y experiencia para devolverle a su equipo el máximo desempeño.



COMPONENTES QUE SE ACTUALIZAN Y MEJORAN



CONTROL TOUCH SCREEN

Interfaz intuitiva, confiable y moderna.



INSTRUMENTACIÓN

Nuevos sensores, manómetros y transductores.



VÁLVULAS Y SISTEMAS

Válvulas de seguridad, solenoides y reguladores de alta calidad.



RESISTENCIAS

Resistencias eléctricas de alto rendimiento y mayor durabilidad.



AISLAMIENTO

Nuevos materiales de aislamiento térmico de alto desempeño.



IMPRESIÓN

Registro gráfico de ciclos para trazabilidad y cumplimiento normativo.



ACABADOS

Paneles y componentes en acero inoxidable de alta calidad.

RESULTADOS QUE SE NOTAN



Mayor seguridad y confiabilidad



Cumplimiento con normas actuales



Mejor control de procesos



Eficiencia energética y ahorro



Continuidad operativa y menor tiempo fuera de servicio

¿POR QUÉ MODERNIZAR CON SIMEX?



Transformamos equipos con años de servicio en sistemas confiables, seguros y tecnológicamente actualizados, preparados para responder a las exigencias actuales del sector salud.



INGENIERÍA ESPECIALIZADA

Contamos con un equipo de ingenieros con amplia experiencia en el diseño, modernización y optimización de equipos hospitalarios.



TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR SIMEX

Sistemas de control Touch Screen, automatización, instrumentación de precisión y conectividad diseñados y fabricados por SIMEX.



MENOR INVERSIÓN

Modernizar su equipo representa un ahorro significativo frente a la compra de un equipo nuevo, con excelentes resultados.



MAYOR VIDA ÚTIL

Prolongamos la vida útil de su equipo por muchos años más, con óptimo desempeño y máxima confiabilidad.



GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

Respaldo total en cada proyecto de modernización y servicio postventa con atención inmediata y personal especializado.



CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Trabajamos bajo los más altos estándares de calidad, cumpliendo con ISO 9001 e ISO 13485.



GARANTÍA SIMEX



1 AÑO DE GARANTÍA

En piezas, componentes y mano de obra.



2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS INCLUIDOS

Durante el primer año después de la modernización.



CORRECTIVOS DURANTE LA GARANTÍA

Mano de obra y refacciones sin costo adicional durante el periodo de garantía.



PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO OPCIONALES

Al finalizar la garantía, ofrecemos pólizas de mantenimiento preventivo de 3 meses o 1 año.

SU EQUIPO AÚN TIENE MUCHO POR OFRECER.
EN SIMEX LO TRANSFORMAMOS
CON INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA PARA QUE
VUELVA A OPERAR CON EL MÁXIMO DESEMPEÑO.



ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD



ISO 13485
SISTEMA DE GESTIÓN PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS



SOLICITE UNA EVALUACIÓN TÉCNICA SIN COMPROMISO

Nuestros especialistas visitarán sus instalaciones, evaluarán su equipo y le presentarán la mejor solución de modernización para sus necesidades.

VUELVA A LA CONFIABILIDAD. VUELVA A SIMEX.



SIMEX
ESTERILIZANDO
CONFIANZA

TERMOALARMA III

Sistema Inteligente de Monitoreo
para Cadena de Frío


Proteja vacunas, medicamentos, muestras biológicas e insumos críticos mediante un monitoreo inteligente en tiempo real. La TermoAlarma III supervisa continuamente la temperatura de sus equipos, registra cada evento y alerta de inmediato cualquier anomalía para evitar pérdidas, garantizar la continuidad operativa y cumplir con los más altos estándares de calidad.



PANTALLA PRINCIPAL



MENÚ DE PERSONALIZACIÓN



GRÁFICA DE DATOS RECIBIDOS



AJUSTES DE NIVELES
DE TEMPERATURA



CALIBRACIÓN
DE TEMPERATURA



CAMBIO DE IP



REGISTRO
DE TEMPERATURA



REGISTRO
DE FALLAS



TECLADO
ALFANUMÉRICO

**CADA GRADO IMPORTA.
CADA SEGUNDO TAMBIÉN.**

La TermoAlarma III protege continuamente la cadena de frío para evitar pérdidas, cumplir con la normativa y mantener el control de sus equipos críticos.

TECNOLOGÍA
EXCLUSIVA
SIMEX
DISEÑADA Y
FABRICADA EN
MÉXICO



IDEAL PARA:



HOSPITALES



BANCOS
DE SANGRE



LABORATORIOS



FARMACIAS
HOSPITALARIAS



CÁMARAS
FRÍAS



CENTROS DE
INVESTIGACIÓN



ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD



ISO 13485
SISTEMA DE GESTIÓN
PARA DISPOSITIVOS
MÉDICOS



COFEPRIS
PRODUCTO FABRICADO BAJO
LINEAMIENTOS COFEPRIS



www.simex-m.com



55 5392 6211



55 3239 7664



comercial@simex-m.com



Bld. del Temolucó 66, Acueducto de Guadalupe, Gustavo A. Madero, C.P. 07279, Ciudad de México.



DISEÑADO Y FABRICADO
EN MÉXICO

¿POR QUÉ NACIÓ LA TERMOALARMA III?

La cadena de frío es crítica para la salud y la seguridad de miles de personas. Una variación de temperatura puede comprometer productos, procesos y vidas.

La TermoAlarma III fue **diseñada y desarrollada en México** para ofrecer una solución integral de monitoreo, control y alertas en tiempo real, que protege sus equipos e inventarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



PROBLEMAS QUE RESUELVE

- ✗ Pérdida de vacunas y medicamentos por cambios de temperatura.
- ✗ Fallas no detectadas en refrigeradores o cámaras frías.
- ✗ Cortes de energía eléctrica.
- ✗ Falta de evidencia para auditorías.
- ✗ Desconocimiento del estado de los equipos.
- ✗ Pérdidas económicas por productos dañados.

FUNCIONES CLAVE EN TIEMPO REAL




MONITOREO 24/7

Supervisa la temperatura de sus equipos en tiempo real.



MENÚ DE PERSONALIZACIÓN

Configure parámetros y preferencias del sistema.



GRÁFICA DE DATOS RECIBIDOS

Visualice el historial y tendencias de temperatura.



AJUSTES DE NIVELES DE TEMPERATURA

Configure límites y tiempos de alerta personalizados.



CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA

Asegure la precisión de sus mediciones.



ALERTAS INMEDIATAS

Reciba notificaciones sonoras, SMS, correo y llamadas.

LA TERMOALARMA III VIGILA SUS EQUIPOS ANTES DE QUE EL PROBLEMA SE CONVIERTA EN PÉRDIDA.



La TermoAlarma III es la solución inteligente que le brinda **control total, alertas inmediatas y evidencia confiable** para proteger lo que más importa.



IDEAL PARA:



HOSPITALES



BANCOS
DE SANGRE



LABORATORIOS



FARMACIAS
HOSPITALARIAS



CÁMARAS
FRÍAS



CENTROS DE
INVESTIGACIÓN



ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD



ISO 13485
SISTEMA DE GESTIÓN
PARA DISPOSITIVOS
MÉDICOS



COFEPRIS
PRODUCTO FABRICADO BAJO
LINEAMIENTOS COFEPRIS



www.simex-m.com



55 5392 6211



55 3239 7664



comercial@simex-m.com



Bld. del Temoluc 66, Acueducto de Guadalupe, Gustavo A. Madero, C.P. 07279, Ciudad de México.



DISEÑADO Y FABRICADO
EN MÉXICO

TERMOALARMA III

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO PARA CADENA DE FRÍO

Solución de monitoreo, control y alertas en tiempo real que protege sus equipos e inventarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

PROBLEMAS QUE RESUELVE

- ❌ Pérdida de vacunas y medicamentos por cambios de temperatura.
- ❌ Fallas no detectadas en refrigeradores o cámaras frías.
- ❌ Cortes de energía eléctrica.
- ❌ Falta de evidencia para auditorías.
- ❌ Desconocimiento del estado de los equipos.
- ❌ Pérdidas económicas por productos dañados.

FUNCIONES CLAVE EN TIEMPO REAL



PANTALLA PRINCIPAL
Supervisa la temperatura en tiempo real.



MENÚ DE PERSONALIZACIÓN
Configure parámetros y preferencias del sistema.



GRÁFICA DE DATOS RECIBIDOS
Visualice el historial y tendencias de temperatura.



AJUSTES DE NIVELES DE TEMPERATURA
Configure límites y tiempos de alerta personalizados.



CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA
Asegure la precisión de sus mediciones.



REGISTRO DE TEMPERATURA
Consulte y exporte registros para auditorías.



DISEÑO EXCLUSIVO SIMEX
Desarrollo propio, tecnología 100% mexicana y única en el mercado.



GARANTÍA TOTAL
1 año de garantía en partes y mano de obra.



MANTENIMIENTO INCLUIDO
2 mantenimientos preventivos incluidos durante el primer año.



SOPORTE Y SERVICIO
Correctivos sin costo durante el periodo de garantía.



REFACCIONES ORIGINALES
Disponibilidad garantizada de refacciones y componentes.



PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO
Cotizaciones personalizadas para extender la vida útil de su equipo.

PLATAFORMA WEB DE MONITOREO

Acceda a la información en tiempo real desde cualquier lugar. Nuestra plataforma web le brinda control total, historial y reportes detallados hasta por 5 años.



MONITOREO EN TIEMPO REAL



ALERTAS POR SMS, CORREO Y LLAMADA



REPORTES Y GRÁFICAS HASTA 5 AÑOS



ALMACENAMIENTO EN LA NUBE SEGURO

APLICACIONES



HOSPITALES



BANCOS DE SANGRE



LABORATORIOS



FARMACIAS HOSPITALARIAS



CÁMARAS FRÍAS



CENTROS DE INVESTIGACIÓN



CADA GRADO IMPORTA. CADA SEGUNDO TAMBIÉN.

La TermoAlarma III protege continuamente la cadena de frío para evitar pérdidas, cumplir con la normativa y mantener el control de sus equipos críticos.



ISO 9001
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



ISO 13485
SISTEMA DE GESTIÓN PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS



COFEPRIS

PRODUCTO FABRICADO BAJO LINEAMIENTOS COFEPRIS



www.simex-m.com



55 5392 6211



55 3239 7664



comercial@simex-m.com



Blvd. del Temoluco 66, Acueducto de Guadalupe, Gustavo A. Madero, C.P. 07279, Ciudad de México.



DISEÑO Y FABRICADO EN MÉXICO

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?

Más que un proveedor, un aliado para proteger su cadena de frío.

En **SIMEX** desarrollamos soluciones de monitoreo diseñadas para brindar seguridad, continuidad operativa y cumplimiento normativo. Nuestro compromiso no termina con la entrega del equipo; ofrecemos acompañamiento técnico, mantenimiento y soporte especializado para que su inversión siga funcionando por muchos años.



¿POR QUÉ COMPRAR SU TERMOALARMA III CON SIMEX?



INGENIERÍA 100% MEXICANA

Equipo diseñado y fabricado en México para las necesidades del sector salud.



SOPORTE DIRECTO DEL FABRICANTE

Atención especializada sin intermediarios, con personal capacitado por SIMEX.



REFACCIONES ORIGINALES

Disponibilidad de componentes originales para prolongar la vida útil del equipo.



PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

Servicios preventivos y correctivos realizados por técnicos especializados.



CAPACITACIÓN

Puesta en marcha y capacitación para el correcto uso y configuración del sistema.



GARANTÍA Y RESPALDO

Respaldo directo de SIMEX en garantía y servicio técnico.



EQUIPO ESCALABLE

Compatible con futuras ampliaciones y soluciones de monitoreo como la **Plataforma Web SIMEX**, disponible de forma independiente según las necesidades del cliente.



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoría antes, durante y después de la instalación. Estamos para acompañarlo.



SISTEMA ESCALABLE

La TermoAlarma III puede complementarse con soluciones adicionales de SIMEX, como la **Plataforma Web de Monitoreo**, de acuerdo con las necesidades de cada institución.



INTERFAZ TERMOALARMA III



1 Pantalla Principal

Visualización en tiempo real de la temperatura y estado del sistema.



2 Menú de Personalización

Configure parámetros y preferencias del sistema.



3 Gráfica de Datos Recibidos

Visualice el historial y tendencias de temperatura.



4 Ajustes de Niveles de Temperatura

Defina límites y tiempos de alarma personalizados.



5 Registro de Temperatura

Consulte y exporte registros para auditorías.



6 Registro de Fallas

Consulta el historial de eventos y fallas del sistema.



VENTAJAS DE TENER TERMOALARMA III

- ✓ Monitoreo continuo de la temperatura.
- ✓ Alertas inmediatas ante cualquier anomalía.
- ✓ Registro histórico de eventos.
- ✓ Configuración personalizada de alarmas.
- ✓ Mayor seguridad para vacunas, medicamentos e insumos.
- ✓ Reduce pérdidas económicas.
- ✓ Facilita auditorías y procesos de calidad.
- ✓ Disminuye el riesgo de errores humanos.



DESVENTAJAS DE NO CONTAR CON TERMOALARMA III

- ✗ Riesgo de perder vacunas, medicamentos o muestras.
- ✗ Detección tardía de cambios de temperatura.
- ✗ Supervisión manual constante.
- ✗ Mayor probabilidad de pérdidas económicas.
- ✗ Falta de evidencia para auditorías.
- ✗ Riesgo de incumplimiento normativo.
- ✗ Mayor exposición a errores humanos.
- ✗ Posibles interrupciones en la operación.



CON **SIMEX** NO SOLO MONITOREA LA TEMPERATURA. PROTEGE SU OPERACIÓN, CUMPLE CON LA NORMATIVA Y ASEGURA LA CONTINUIDAD DE SU CADENA DE FRÍO.

APLICACIONES



HOSPITALES



BANCOS DE SANGRE



LABORATORIOS



FARMACIAS HOSPITALARIAS



CÁMARAS FRÍAS



CENTROS DE INVESTIGACIÓN



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



SISTEMA DE GESTIÓN PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS



PRODUCTO FABRICADO BAJO LINEAMIENTOS COFEPRIS



SERVICIOS E INNOVACIONES
DE MÉXICO

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS

REDES SOCIALES!

Entérate de nuestras novedades, productos,
servicios, consejos y mucho más sobre
el mundo de la **esterilización**.



FACEBOOK

Simex Servicios e Innovaciones de México



INSTAGRAM

@simex_servicios_e_innovaciones



LINKEDIN

Simex Servicios e Innovaciones de México



TIKTOK

@simex_innovaciones_mex



WHATSAPP

55 3239 7664

 Cotizaciones y atención personalizada



CALIDAD
GARANTIZADA



INGENIEROS
ESPECIALIZADOS



RESPUESTA
RÁPIDA



MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

INGENIERÍA, CALIDAD Y COMPROMISO
AL SERVICIO DE LA SALUD