

CAMPEÓN®

El autoclave que
transforma la
esterilización.



MÁS COMPACTO

Optimiza tu espacio
e instalación.



MÁS EFICIENTE

Menor consumo de
energía y agua.



MÁS INTELIGENTE

Tecnología MicroTouch
para mayor control
y seguridad.



**INGENIERÍA MEXICANA
PARA UN MUNDO
MÁS SEGURO.**



comercial@simex-m.com



55-32397664



MÁS EFICIENCIA

Menos costos,
mejores resultados.



MAYOR SEGURIDAD

Protección total para
el operador y la carga.



TECNOLOGÍA MEXICANA

Diseñada, fabricada
y respaldada en México.



CALIDAD COMPROBADA

Cumple con los más
altos estándares.



**DISEÑO Y FABRICADO EN MÉXICO
CON ORGULLO Y CALIDAD.**



REFACCIONES
DISPONIBLES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA

¿POR QUÉ NACIÓ CAMPEÓN?



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

En hospitales, clínicas y laboratorios,
la esterilización eficiente es un desafío
diario que impacta en costos, tiempo
y seguridad.

- ✗ **INSTALACIONES
COMPLEJAS
Y COSTOSAS.**
- ✗ **EQUIPOS VOLUMINOSOS
Y PESADOS.**
- ✗ **ALTO CONSUMO DE
ENERGÍA, AGUA Y SERVICIOS.**
- ✗ **DEPENDENCIA DE
GENERADORES Y
OBRAS CIVILES.**
- ✗ **MANTENIMIENTO COSTOSO
Y POCO EFICIENTE.**



SIMEX creó una solución diferente:
un autoclave más **compacto, eficiente**
e inteligente, diseñado y fabricado
en México para el mundo.

CONOCE CAMPEÓN®



Ingeniería mexicana que combina
tecnología, seguridad y eficiencia.



PANTALLA MICROTOUCH

Interfaz intuitiva
y fácil de usar.



IMPRESORA INTEGRADA

Registro automático
de cada ciclo.



SISTEMAS DE SEGURIDAD

Protección para el equipo,
el operador y la carga.



OPERACIÓN AUTOMÁTICA

Programas inteligentes
y personalizables.



DISEÑO ROBUSTO

Construcción sólida para
un desempeño confiable
a largo plazo.



EFICIENCIA TOTAL

Menor consumo de
recursos y mayor
productividad.



CALIDAD GARANTIZADA

Cumple con normas
internacionales de
esterilización.



HECHO EN MÉXICO

Fabricado con orgullo
por manos mexicanas
y con estándares globales.

CAMPEÓN® VS AUTOCLAVE TRADICIONAL

La diferencia está en la ingeniería.



CARACTERÍSTICA	CAMPEÓN®	AUTOCLAVE TRADICIONAL
 INSTALACIÓN	No requiere obra civil ni salida atmosférica.	Requiere obra civil y salida atmosférica.
 PESO	Hasta 75% más ligero.	Estructura pesada y voluminosa.
 CONSUMO DE AGUA	Ahorro de hasta 96%.	Alto consumo de agua.
 CONSUMO DE ENERGÍA	Ahorro de hasta 60%.	Alto consumo energético.
 GENERADOR DE VAPOR	No requiere generador externo.	Requiere generador de vapor.
 COSTO DE OPERACIÓN	Menor costo y mayor eficiencia.	Mayor costo y mantenimiento.



**MÁS EFICIENCIA, MENOS COSTOS,
MEJORES RESULTADOS.**





Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

BENEFICIOS QUE TRANSFORMAN TU OPERACIÓN

CAMPEÓN® está diseñado para ofrecerte
resultados superiores en cada ciclo de esterilización.



PRODUCTIVIDAD

Ciclos más rápidos
y eficientes que
optimizan tu tiempo
y recursos.



Más ciclos por día,
mayor rendimiento.



SEGURIDAD

Sistemas inteligentes
que protegen al operador,
al equipo y a la carga.



Protección total en cada
etapa del proceso.



AHORRO

Menor consumo de agua,
energía y servicios.
Mayor ahorro para
tu institución.



Reduce costos operativos
sin comprometer la calidad.



CALIDAD

Esterilización confiable
y consistente que cumple
con los más altos
estándares.



Resultados comprobables
en cada ciclo.



RESULTADOS SUPERIORES
PARA INSTITUCIONES EXIGENTES.



FICHA TÉCNICA

CAMPEÓN®

AUTOCLAVE CILÍNDRICO MICROTOUCH

Esterilizador automático de vapor autogenerado
diseñado para brindar máxima eficiencia,
seguridad y ahorro en cada ciclo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TIPO DE ESTERILIZADOR	Automático de vapor autogenerado
	CÁMARA	Acero inoxidable 316L alta resistencia
	CONTROL	Sistema MicroTouch pantalla táctil de 3.5"
	PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN	4 ciclos preestablecidos: Instrumental, Paquetes, Líquidos y Otro + 6 programas personalizables
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	105 °C – 135 °C
	PRESIÓN DE OPERACIÓN	0 a 35 PSI
	CAPACIDADES DISPONIBLES	Desde 77 L hasta 178 L
	IMPRESORA INTEGRADA	Registro automático de cada ciclo
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	110 V o 220 V Consumo: 3 kW o 5 kW
	NORMATIVIDAD	Cumple con la ISO 9001 y la ISO 13485



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Cámara cilíndrica horizontal con puerta frontal.
- ✓ Puerta con cierre hermético y empaques de silicón de alta temperatura.
- ✓ Generación de vapor integrada, sin necesidad de generador externo.
- ✓ Bajo consumo de agua y energía.
- ✓ Sistema de seguridad múltiple.
- ✓ Batería de respaldo para protección de datos.
- ✓ Fabricación mexicana con estándares internacionales.



**DISEÑO Y FABRICADO EN MÉXICO
CON ORGULLO Y CALIDAD.**



REFACCIONES
DISPONIBLES



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



MANTENIMIENTO
CONFIABLE



GARANTÍA
SIMEX

AUTÓCLAVE CAMPEÓN

COMPARATIVA DE MODELOS




Tecnología mexicana de alta eficiencia, diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, seguridad y ahorro en cada ciclo de esterilización.




40 X 60 cm

77 LITROS



50 X 90 cm

178 LITROS



DIMENSIONES GENERALES

ALTO	ANCHO	LARGO
154CM	58CM	73CM

DIMENSIONES GENERALES

ALTO	ANCHO	LARGO
163CM	69CM	140CM



**FABRICACIÓN
100% MEXICANA**



**CALIDAD
CERTIFICADA**



**TECNOLOGÍA
AVANZADA**



**AHORRO EN AGUA
Y ENERGÍA**

SECTORES DONDE SE PUEDE APLICAR

Los Autoclaves CAMPEÓN® están diseñados para satisfacer las más altas exigencias de esterilización en diversos sectores que requieren seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo.



IDEAL PARA ENTORNOS QUE NO PUEDEN FALLAR



HOSPITALES

Esterilización segura de instrumental quirúrgico, textiles y materiales críticos para áreas de cirugía, hospitalización y laboratorios.



LABORATORIOS

Garantiza la esterilización de material de vidrio, medios de cultivo, instrumental y residuos biológicos de manera confiable.



INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Cumple con los estándares de esterilización requeridos para la producción de medicamentos y dispositivos médicos.



CLÍNICAS DENTALES Y MAXILOFACIALES

Esteriliza instrumental odontológico y quirúrgico, asegurando la protección de pacientes y personal.



CLÍNICAS VETERINARIAS

Ideal para la esterilización de instrumental quirúrgico, material y accesorios utilizados en el cuidado y bienestar animal.



UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Apoya prácticas y procesos de investigación en laboratorios y áreas médicas con equipos confiables y de alto rendimiento.



En cada sector, CAMPEÓN® garantiza resultados superiores, cumplimiento normativo y máxima confianza.

CAMPEÓN®
TECNOLOGÍA QUE PROTEGE LO QUE IMPORTA



Servicios e Innovaciones
de México S.A. de C.V.

PERSONALIZADO PARA CADA NECESIDAD

En SIMEX diseñamos y fabricamos autoclaves a la medida de tus procesos. Cada equipo se adapta a los requisitos técnicos, normativos y operativos de tu industria.



INGENIERÍA A LA MEDIDA

Desarrollamos soluciones personalizadas para cada aplicación, proceso y tipo de carga.



SEGURIDAD INTEGRADA

Sistemas de control y protección diseñados bajo normas internacionales para operaciones confiables.



MATERIALES DE CALIDAD

Construcción en acero inoxidable de alta resistencia, ideal para ambientes exigentes.




TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Opciones de control manual, semiautomático o completamente automatizado.



EFICIENCIA QUE IMPULSA

Diseñados para optimizar tiempos de ciclo, consumo energético y vida útil del equipo.



DISEÑO PERSONALIZADO

Dimensiones y distribución interna adaptadas al tipo de carga, espacio disponible y flujo de trabajo. Disponible con gabinete o empotrado.

SERVICIOS SIMEX

RESPALDO TOTAL, CONFIANZA TOTAL



ACOMPañAMIENTO EN CADA ETAPA



ASESORÍA
COMERCIAL



DISEÑO Y
PERSONALIZACIÓN



FABRICACIÓN
NACIONAL



INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA



CAPACITACIÓN



SOPORTE
TÉCNICO

SERVICIOS POSTVENTA



MANTENIMIENTO
PREVENTIVO




MANTENIMIENTO
CORRECTIVO



REFACCIONES
ORIGINALES



MODERNIZACIÓN
DE EQUIPOS



Nuestro compromiso es tu tranquilidad.

Con SIMEX tienes la seguridad de contar con el mejor equipo,
respaldo experto y atención de por vida.

CAMPEÓN®
TECNOLOGÍA QUE PROTEGE LO QUE IMPORTA

¿POR QUÉ ELEGIR SIMEX?

En SIMEX combinamos experiencia, innovación y compromiso para ofrecer soluciones de esterilización que superan expectativas.

Más que equipos, entregamos **confianza, seguridad y resultados.**



NUESTRA DIFERENCIA, TU MEJOR DECISIÓN



EXPERIENCIA
COMPROBADA



INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA



FABRICACIÓN
100% MEXICANA



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



CALIDAD
Y CONFIANZA



ATENCIÓN
PERSONALIZADA



SOLUCIONES
A LA MEDIDA



COMPROMISO
A LARGO PLAZO

ESTAMOS PARA AYUDARTE



TELÉFONO
55-53926211



55-32397664



CORREO
comercial@simex-m.com



UBICACIÓN
Blvd. del Temoluco 66,
Acueducto de Guadalupe,
Gustavo A. Madero, 07270
Ciudad de México, CDMX



TECNOLOGÍA QUE PROTEGE
LO QUE IMPORTA



CAMPEÓN®
TECNOLOGÍA QUE PROTEGE LO QUE IMPORTA